


# Stratos® Pro A4... MSOXY

## Manual de usuario



---

Información actual sobre el producto:  
**[www.knick.de](http://www.knick.de)**

---



**Knick >**

# Garantía. Eliminación. Acerca de estas instrucciones.

## Garantía

Cualquier defecto que aparezca durante los 3 años posteriores a la entrega se reparará gratuitamente en fábrica. El envío ha de efectuarse libre de portes.

Sensores, valvulería y accesorios: 1 año.

Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

## Devolución en caso de garantía

En ese caso debe ponerse en contacto con nuestro departamento de servicio técnico.

Envíe el aparato limpio a la dirección mencionada.

En caso de que el aparato haya entrado en contacto con el medio de procesamiento, se debe descontaminar / desinfectar antes de su envío.

En tal caso, adjunte la correspondiente información, para evitar los posibles peligros para los trabajadores del servicio técnico.

## Eliminación


Se deben aplicar las prescripciones legales específicas a cada país para la eliminación de "Aparatos eléctricos / electrónicos".

## Sobre este manual de usuario:

Este cuaderno tiene por objeto servirle de "obra de consulta para el aparato". No es necesario que lea el libro de principio a fin.

Busque en el **Índice** o **Contenido** la función que le interesa. Encontrará el tema en la doble página abierta; se muestra paso a paso cómo puede ajustar la función deseada. Números de página y títulos de columnas fácilmente legibles le ayudarán a poder acceder rápidamente a la información:

**Página izquierda:**  
Cómo puedo acceder a la función buscada



**Página derecha:**  
Qué se puede ajustar para esta función

## Certificado de control del fabricante



### CD-ROM

Documentación completa:

- Manuales de usuario
- Avisos de seguridad
- Certificados
- Manuales breves de usuario

### Avisos de seguridad

En idiomas nacionales de la UE y otros.

- Declaraciones de conformidad CE



### Certificados

- IECEx
- ATEX
- FM
- CSA
- NEPSI
- GOST




### Manuales breves de usuario

Los primeros pasos tras la instalación:

- Manejo
- Estructura de menús
- Calibración
- Observaciones relativas al manejo en caso de mensajes de error

En alemán, español, francés, holandés, inglés, italiano, portugués, ruso y sueco.

Otros idiomas en el CD-ROM y en Internet:  
[www.knick.de](http://www.knick.de)



# Contenido

---

<b>Volumen de suministro de la documentación .....</b>	<b>3</b>
<b>Introducción .....</b>	<b>7</b>
Uso conforme a lo prescrito .....	7
<b>Avisos de seguridad.....</b>	<b>12</b>
Avisos de seguridad para la instalación.....	13
<b>Stratos Pro A4... MSOXY en visión general.....</b>	<b>14</b>
<b>Montaje .....</b>	<b>15</b>
Volumen de suministro .....	15
Plano de montaje, dimensiones .....	16
Montaje en tubo, cubierta protectora.....	17
Montaje en cuadro.....	18
<b>Instalación.....</b>	<b>19</b>
Indicaciones para la instalación.....	19
Placas de características / ocupación de los bornes .....	20
Suministro de corriente, cables de señales .....	21
Conectar el sensor .....	22
El cable Memosens: Colores de hilo .....	23
Ejemplo de conexión .....	25
Circuito protector de los contactos de conmutación.....	26
<b>Interfaz del usuario, teclado .....</b>	<b>28</b>
<b>Pantalla.....</b>	<b>29</b>
Colores de señalización (iluminación de fondo de la pantalla) ..	29
<b>Modo de funcionamiento Medición .....</b>	<b>30</b>
<b>Seleccionar modo de funcionamiento / introducir valores .....</b>	<b>31</b>
<b>Guía de usuario por colores .....</b>	<b>33</b>
<b>Los modos de funcionamiento .....</b>	<b>34</b>
Modos de funcionamiento, funciones.....	35
El estado de funcionamiento HOLD.....	37
Alarma .....	38
Mensajes Alarma y HOLD.....	39



<b>Configuración.....</b>	<b>40</b>
Juego de parámetros A/B.....	42
Configuración (original para copia).....	50
Sensor .....	54
Salida de corriente 1 .....	58
Salida de corriente 2 .....	64
Corrección.....	66
Entrada CONTROL .....	68
Alarma .....	70
Ajustes de alarma .....	72
Función de límite.....	74
Regulador de duración / frecuencia de impulsos .....	83
Regulador .....	84
Contacto WASH .....	88
Hora y fecha.....	90
Denominación del punto de medición .....	90
<b>Sensores digitales .....</b>	<b>92</b>
Servicio.....	92
Conexión de sensores digitales .....	93
Cambio de sensor .....	94
<b>Calibración.....</b>	<b>96</b>
Seleccionar modo de calibración.....	97
Calibración del punto cero .....	98
Calibración del producto.....	100
Calibración de pendiente (medio: agua).....	102
Calibración de pendiente (medio: aire).....	103
Compensación de la sonda de temperatura.....	104
<b>Medición .....</b>	<b>105</b>
<b>Diagnóstico.....</b>	<b>107</b>
<b>Servicio.....</b>	<b>112</b>
<b>Estados de funcionamiento .....</b>	<b>116</b>

# Contenido

---

Gama de productos y accesorios .....	118
Datos técnicos.....	119
Actuación en caso de fallo.....	126
Mensajes de error.....	127
Sensoface .....	130
FDA 21 CFR Parte 11 .....	133
Electronic Signature (firma electrónica) – Passcodes .....	133
Audit Trail (pista de auditoría) .....	133
Índice .....	134
Términos protegidos como propiedad intelectual.....	143
Passcodes.....	144

## Uso conforme a lo prescrito

El Stratos Pro A4... MSOXY es un aparato de 4 conductores para la medición del oxígeno disuelto y la temperatura en la biotecnología, la industria farmacéutica y en los sectores industrial, medioambiental, alimentario y de aguas residuales con sensores Memosens. Opcionalmente también es posible la medición de trazas de oxígeno.

## La carcasa y las posibilidades de montaje

- La carcasa robusta de plástico está concebida para el tipo de protección IP 67/NEMA 4X para el uso a la intemperie, y es de PBT reforzado por fibra de vidrio, PC, y sus dimensiones son Al 148 mm, An 148 mm, Prof 117 mm. Las perforaciones dispuestas en la carcasa permiten:
- Montaje mural (con tapones herméticos para la estanqueización de la carcasa), ver página 15
- Montaje en tubo ( $\varnothing$  40 ... 60 mm,  $\square$  30 ... 45 mm), ver página 17
- Montaje en cuadro (alojamiento 138 mm x 138 mm según DIN 43700 ), ver página 18

## La cubierta protectora frente a la intemperie (accesorio)

La cubierta protectora, suministrable como accesorio, ofrece una protección adicional contra las influencias meteorológicas y contra los daños mecánicos, ver página 17.

## La conexión de los sensores, introducción de cables

Para la introducción de los cables, el aparato dispone de

- 3 perforaciones para racores atornillados M20x1,5
- 2 perforaciones para NPT 1/2" o tubo-conducto rígido

Para instalaciones cuasi estacionarias con sensores Memosens se recomienda utilizar en lugar de un racor atornillado para cable el accesorio terminal de enchufe del aparato M12 (ZU 0822), que permite sustituir fácilmente el cable del sensor sin abrir el aparato.

## Sensores

El aparato está concebido para sensores estándar Memosens, así como para sensores de trazas Memosens (opcional).

# Introducción

---

## **La pantalla**

Las indicaciones en texto fácilmente legible que aparecen en la pantalla LC de gran tamaño, con iluminación de fondo, permiten un manejo intuitivo. El usuario puede determinar cuáles son los valores que se han de mostrar en el modo de medición estándar ("Main Display", ver página 32).

## **Guía de usuario por colores**

Mediante la iluminación de fondo a color de la pantalla se señalizan diversos estados de funcionamiento (p. ej., alarma: rojo, estado HOLD: naranja, ver página 33).

## **Funciones de diagnóstico**

"Sensocheck" y "Sensoface" ofrecen funciones de diagnóstico para la supervisión y la representación claramente dispuesta del estado del sensor, ver página 107.

## **Registrador de datos**

El diario de registro interno (TAN SW-A002) puede gestionar hasta 100 entradas – con AuditTrail (TAN SW-A003), hasta 200, ver página 110.

## **2 juegos de parámetros A,B**

El aparato ofrece dos juegos de parámetros conmutables por medio de una entrada de control o manualmente para diferentes adaptaciones de proceso o distintos estados de proceso.

Visión general de juegos de parámetros (original para copia), ver página 50.


## **Protección por contraseña**

Se puede configurar una protección por contraseña (passcode) para la adjudicación de derechos de acceso en el manejo, ver página 115.

## **Corrección**

Aquí puede adaptar el aparato a las condiciones del proceso en cuanto a corrección de sal y corrección de presión manualmente o por medio de entrada de corriente externa (opcional, activable por TAN), ver página 66.

## Entradas de control



### I-Input

La entrada de corriente analógica (0) 4 ... 20 mA puede utilizarse para una compensación de presión externa (se requiere TAN). Ver página 67.

### HOLD

(entrada de control digital flotante)  
La entrada HOLD se puede emplear para la activación externa del estado HOLD, ver página 38.

### CONTROL

(entrada de control digital flotante)  
La entrada "Control" se puede emplear, a elección, para la conmutación del juego de parámetros (A/B) o para la supervisión del caudal, ver página 68.

## Suministro de corriente

Del suministro de corriente se encarga un alimentador de red universal de 24 ... 230 V CA/CC, CA: 45 ... 65 Hz.

## Opciones

Se pueden habilitar funciones adicionales por medio de TAN (página 115).


# Introducción

## Salidas de señal

El aparato cuenta en el lado de salida con dos salidas de corriente (para transmitir, p. ej., el valor de medición y la temperatura).

## Contactos de conmutación

Están disponibles cuatro contactos de conmutación flotantes.



### Salidas de corriente

Las salidas de corriente flotantes (0) 4 ... 20 mA sirven para la transferencia de valores de medición. Un filtro de salida es programable, el valor de la corriente de falla se puede especificar. Ver página 58.

### Contactos de conmutación

2 contactos de relé para valores límite. Para el parámetro de medición seleccionado son ajustables la histéresis, comportamiento de conmutación (valor límite MIN/MAX), tipo de contacto (contacto de cierre / reposo) y tiempo de retardo (página 74).

### Alarma

Se puede generar una alarma a través de Sensocheck, supervisión del caudal o fallo de corriente (página 70).


### Wash (función de limpieza)

El contacto se puede utilizar para la excitación de sondas de enjuague, o señala el juego de parámetros activo en ese momento (página 88).

## Regulador PID

Configurable como regulador de duración o de frecuencia de impulsos (página 84).

# Ejemplo de utilización de Stratos Pro A4... MSOXY



# Avisos de seguridad

---

## **¡Leer y cumplir necesariamente los avisos de seguridad!**

El aparato ha sido construido conforme al estado más avanzado de la técnica y a las reglas técnicas de seguridad reconocidas.

Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, el aparato puede resultar peligroso para el usuario o sufrir daños durante su uso.

Ver también documentos independientes (página 3):

- "Avisos de seguridad"
- "Certificados"



## **¡ADVERTENCIA!**

La puesta en servicio debe encomendarse a personal especializado, autorizado por el explotador de la instalación. Si no fuera posible un funcionamiento libre de peligros, no se debe conectar el aparato, sino que se debe desconectar conforme a las prescripciones y asegurar contra el funcionamiento accidental.

Los motivos para ello pueden ser:

- daños visibles en el aparato
- fallo de la función eléctrica
- almacenamiento prolongado a temperaturas inferiores a -30 °C o superiores a 70 °C
- esfuerzos de transporte intensos

Antes de volver a poner el aparato en funcionamiento se debe realizar un ensayo individual técnicamente correcto. Este ensayo debe ser realizado por el fabricante en la fábrica.

## **Nota:**

Antes de la puesta en servicio se ha de comprobar la admisibilidad de la interconexión con otros equipos.



## Avisos de seguridad para la instalación

- La instalación eléctrica debe cumplir con las normas nacionales para instalaciones eléctricas y / u otras normas nacionales o locales.
- La conexión de red del aparato debe poder desenchufarse por medio de un disyuntor de doble polo.
- Los interruptores y ruptores deben encontrarse justo al lado del aparato, fácilmente accesibles para el USUARIO. Deben estar identificados como desconectores del aparato.
- Antes de los trabajos de mantenimiento, debe desenchufarse la conexión de red y los contactos de relé unidos a fuentes de corriente separadas.

## Certificaciones para el empleo en zonas con peligro de explosión:

Stratos Pro A4...B OXY: véanse Datos técnicos, completos en el documento "Certificados": IECEx, ATEX, FM, CSA, NEPSI y GOST.

## Bornes de conexión:

apropiados para hilos únicos / cordones hasta 2,5 mm<sup>2</sup>.








Par de apriete recomendado de los tornillos de los bornes: 0,5 ... 0,6 Nm.



### Nota importante:

la empresa explotadora debe indicar el tipo de protección!


En aparatos con diferentes tipos de protección, la empresa explotadora debe establecer durante la instalación el tipo de protección – para ello deben utilizarse los campos de selección en la placa de características:

<b>Knick</b> >	YY	Knick SC91214A	 Ex KEM 08.0020
A4**B-*/*		<input type="checkbox"/> II 3 G Ex nA II T4	<input type="checkbox"/> nA II T4
No. 12345 / 1234567 / 1006		<input type="checkbox"/> II 3 D Ex tD A22 IP54 T85°C	<input type="checkbox"/> tD A22 IP54 T85°C
-20 ≤ Ta ≤ +55°C		Electrical data see Knick SC 91214A	see Ctrl. dwg. 212.002-100
Enclosure Type 4X		PWR: 24 (-15%) to 230 (+10%) V AC, 45 to 65 Hz, < 12 VA	24 (-15%) to 80 (+10%) V DC, 4 W
			
D-14163 Berlin	Made in Germany		

Placa de características adicional fuera, en la parte inferior del frontal, con los campos de selección marcados con una cruz por la empresa explotadora después de la instalación, para indicar la clase de aplicación respectiva

# Visión general

## Stratos Pro A4... MSOXY en visión general



## Volumen de suministro

Compruebe que la entrega esté completa y no presente daños de transporte.

### El volumen de suministro incluye:

- Unidad frontal Stratos, subcarcasa, bolsa de piezas pequeñas
- Certificado de control del fabricante
- Documentación (v. página 3)
- CD-ROM




Fig.: Montaje de los componentes de la carcasa

- |   |   |
|---|---|
| 1) Barra de cortocircuito (3 unidades)  | 6) Tapón (1 unidad)   |
| 2) Placa (1 unidad), para montaje de conducto: Placa entre la carcasa y la tuerca | 7) Goma reductora (1 unidad)  |
| 3) Abrazaderas de cable (3 unidades)  | 8) Racores atornillados para cables (3 unidades)                                      |
| 4) Pasador de bisagra (1 unidad), insertable por ambos lados                      | 9) Tapones obturadores (3 unidades)   |
| 5) Tornillos de carcasa (4 unidades)  | 10) Tuercas hexagonales (5 unidades)  |
|   | 11) Tapones herméticos (2 unidades), para la estanqueización en caso de montaje mural |

## Plano de montaje, dimensiones





Fig.: Plano de fijación

## Montaje en tubo, cubierta protectora



- 1) Abrazaderas de manguera con ajuste por tornillo sinfín según DIN 3017 (2 unidades)
- 2) Placa de montaje en tubo (1 unidad)
- 3) A elegir entre disposición vertical u horizontal del tubo
- 4) Tornillos de rosca cortante (4 unidades)

Fig.: Juego de montaje en tubo, accesorio ZU 0274





Fig.: Cubierta protectora (accesorio ZU 0276) para montaje mural y en tubo

## Montaje en cuadro



- 1) Junta integral  
(1 unidad)
- 2) Tornillos (4 unidades)
- 3) Posición del panel
- 4) Cerrojos (4 unidades)
- 5) Casquillo roscado  
(4 unidades)

Sección de panel  
138 x 138 mm (DIN 43700)

Fig.: Juego para montaje en cuadro, accesorio ZU 0738

## Indicaciones para la instalación

- La instalación del aparato solo debe realizarla personal instruido que siga las disposiciones pertinentes y el manual de usuario.
- Durante la instalación se deben tener en cuenta los datos técnicos y los valores de conexión.
- No se deben hacer muescas en los conductores al pelar los cables.
- ¡Antes de conectar el aparato a la energía auxiliar, asegurarse de que su tensión se halla en la gama 20,5...253 V CA/CC!
- La corriente suministrada ha de estar separada galvánicamente. De no ser así, se debe preconnectar un elemento separador.
- Durante la puesta en servicio, el especialista del sistema debe realizar una configuración completa.

## Bornes de conexión:

apropiados para hilos únicos / cordones hasta 2,5 mm<sup>2</sup>.

## Utilización en áreas con peligro de explosión:

Las certificaciones para los aparatos Stratos Pro A4... B en zona Ex 2 están referidas al tipo de protección "nA".

Los sensores Memosens están homologados para el tipo de protección "nI".

**De este modo no está autorizada la interconexión de aparatos Stratos Pro A4... B con Memosens en zona Ex 2.**



Para la utilización en áreas clasificadas con peligro de explosión ver documento aparte "Certificados":

- IECEX
- ATEX
- FM
- CSA
- NEPSI
- GOST

Placas de características / ocupación de los bornes




Fig.: Ocupación de los bornes Stratos Pro A4...


**Knick**

**Oxy**

A411B-MSOXY/0


No. 12345 / 1234567 / 0845

-20 ≤ T<sub>a</sub> ≤ +55°C


  
D-14163Berlin Made in Germany


☐ II 3 G Ex nA IIC T4

☐ II 3 D Ex tD A22 IP54 T85°C



**IECEX KEM 08.0020**  
☐ Ex nA IIC T4  
☐ Ex tD A22 IP54 T85°C





**Knick**

**Oxy**

A411B-MSOXY/0


No. 12345 / 1234567 / 0845

-20 ≤ T<sub>a</sub> ≤ +55°C

D-14163Berlin Made in Germany

☐ CSA.08.2117513

☐ NI/ I/2/ABCDEFG, T4, T<sub>a</sub> = 65°C  
CL I, 2, Ex nA IIC T4, T<sub>a</sub> = 65°C  
CL II, III Zone 22 Ex tD T4, T<sub>a</sub> = 65°C  
Enclosure Type 4X







Fig.: Placa de características Stratos Pro A4...B-MSOXY, en la parte inferior del frontal



# Suministro de corriente, cables de señales

Conexión del suministro de corriente con Stratos Pro A4... MSOXY  
a los bornes 21 y 22  
(24 ... 230 V CA, 45 ... 65 Hz / 24 ... 80 V CC)



## Ocupación de los terminales


1 (BN)	+3 V
2 (GN)	RS 485 A
3 (YE)	RS 485 B
4 (WH)	GND/shield
5	+ input
6	- input
7	+ out 2
8	- out 2
9	+ out 1/HART
10	- out 1/HART
11	hold
12	hold/control
13	control
14	REL 1
15	REL 1/2
16	REL 2
17	alarm
18	alarm
19	wash
20	wash
21	power
22	power

Fig.: Bornes de conexión, aparato abierto, lado posterior de la unidad frontal

## Conectar el sensor

---

Conecte los cables del sensor a la conexión del sensor (RS-485, bornes 1...4).




**Conexión del sensor**  
RS-485

Fig.: Bornes de conexión, aparato abierto, lado posterior de la unidad frontal

## El cable Memosens: Colores de hilo


---



---

## Ejemplo de conexión



Tarea de medición: Oxígeno estándar  
Sensores (ejemplo): SE 706-NMSN (Knick)  
Cable (ejemplo): CA/MS-003NAA (Knick)



# Circuito protector de los contactos de conmutación

## Circuito protector de los contactos de conmutación


Los contactos de relé están sometidos a una erosión eléctrica. Esta erosión reduce la vida útil de los contactos, especialmente en caso de cargas inductivas y capacitivas. Los elementos utilizados para la supresión de chispas y de la formación de arco voltaico son, p. ej., combinaciones RC, resistores no lineales, resistores protectores y diodos.



### Aplicaciones CA típicas en caso de carga inductiva

- 1 Carga
- 2 Combinación RC,  
p. ej. RIFA PMR 209  
Combinaciones RC típicas a 230 V CA:  
capacitor  $0,1 \mu\text{F}$  / 630 V,  
resistor  $100 \Omega$  / 1 W
- 3 Contacto

## Medidas de circuito protector típicas



- A:** Aplicación CC en caso de carga inductiva  
**B:** Aplicaciones CA/CC en caso de carga capacitiva  
**C:** Conexión de bombillas


- A1 Carga inductiva  
A2 Diodo de marcha libre, p. ej. 1N4007 (respetar la polaridad)  
A3 Contacto  
B1 Carga capacitiva  
B2 Resistencia, p. ej.  $8\ \Omega$ /1 W con 24 V / 0,3 A  
B3 Contacto  
C1 Bombilla, máx. 60 W / 230 V, 30 W / 115 V  
C3 Contacto



**¡ADVERTENCIA!**

**¡No se debe exceder la capacidad de carga admisible de los contactos de conmutación tampoco durante los procesos de conmutación!**


# Interfaz del usuario, teclado



- 1 Emisor / receptor IrDA
- 2 Pantalla
- 3 Teclado
- 4 Placa de características (abajo)

Tecla	Función
meas	<ul style="list-style-type: none"><li>En el menú, retroceder un nivel</li><li>Directamente al modo de medición (pulsar &gt; 2 s)</li><li>Modo de medición: otra representación de pantalla</li></ul>
info	<ul style="list-style-type: none"><li>Acceder a la información</li><li>Mostrar los mensajes de error</li></ul>
enter	<ul style="list-style-type: none"><li>Configuración: Confirmar entradas, siguiente paso de configuración</li><li>Calibración: avanzar en el desarrollo del programa</li></ul>
menu	<ul style="list-style-type: none"><li>Modo de medición: se accede al menú</li></ul>
Flechas arriba / abajo	<ul style="list-style-type: none"><li>Menú: aumentar / disminuir el valor numérico</li><li>Menú: Selección</li></ul>
Flechas izquierda / derecha	<ul style="list-style-type: none"><li>Menú: grupo de menús anterior / siguiente</li><li>Introducción de números: posición a la izquierda / derecha</li></ul>





- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 Temperatura                     | 13 Info disponible       |
| 2 Sensocheck                      | 14 Estado HOLD activo    |
| 3 Intervalo / tiempo de respuesta | 15 Pantalla principal    |
| 4 Datos de sensor                 | 16 Pantalla auxiliar     |
| 5 No utilizado                    | 17 Continuar con enter   |
| 6 Mensaje Límite                  | 18 Sensor ISM            |
| Límite 1 ▼ ó Límite 2 ▲           | 19 Diagnóstico           |
| 7 Alarma                          | 20 Modo de configuración |
| 8 Servicio                        | 21 Modo de calibración   |
| 9 Juego parámetros                | 22 Modo de medición      |
| 10 Calibración                    | 23 Sensoface             |
| 11 Sensor Memosens                | 24 Unidades de medición  |
| 12 Tiempo de espera en curso      |                          |

## Colores de señalización (iluminación de fondo de la pantalla)

Rojo	Alarma (en caso de fallo: valores indicados intermitentes)
Rojo intermitente	Entrada errónea: Valor inadmisible o número de identificación erróneo
Naranja	Estado HOLD (calibración, configuración, servicio)
Turquesa	Diagnóstico
Verde	Info
Lila	Mensaje Sensoface

# Modo de funcionamiento Medición


Tras conectar la tensión de alimentación, el equipo pasa automáticamente al modo de funcionamiento "Medición". Acceso al modo de medición desde otro modo de funcionamiento (p. ej: Diagnóstico, Servicio): Mantener pulsada la tecla **meas** durante un tiempo (> 2 s).

Indicador Sensoface  
(estado del sensor)

Hora  
(o caudal)

Indicación del modo  
de funcionamiento  
(medición)

Mantener pulsada  
la tecla **meas**  
durante un tiempo:  
Acceso al modo de  
medición (pulsando de  
nuevo brevemente:  
cambio de la visualización  
de la pantalla)



Indicación del juego  
de parámetros  
activo  
(Configuración)

La indicación  
corresponde a  
OUT1:  
p. ej. parámetro

La indicación  
corresponde a  
OUT2:  
aquí, p. ej.  
temperatura

Tecla **enter**

Según la configuración puede ajustar las siguientes visualizaciones como pantalla estándar para el modo de funcionamiento "Medición" (ver página 32):

- Valor de medición, hora, así como temperatura (ajuste previo)
- Valor de medición y selección del juego de parámetros A/B o caudal
- Valor de medición y denominación del punto de medición ("TAG")
- Hora y fecha
- Corrientes de salida
- Regulador:
  - pantalla principal: variable de control Y,
  - pantalla inferior: valor de consigna (Set Point)


**Nota:** Pulsando la tecla **meas** en el modo de medición se pueden mostrar temporalmente en la pantalla las siguientes informaciones durante aprox. 60 s.



Se debe configurar el equipo para adaptarlo a la tarea de medición.




# Representación de pantalla en el modo de medición





Se denomina MAIN DISPLAY la visualización activa en el modo de medición. El modo de medición se carga a partir de otros modos de funcionamiento mediante pulsación prolongada de la tecla **meas** (> 2 s).

Tecla **meas**

Tecla **enter**



La pulsación breve de **meas** carga otras indicaciones de pantalla, por ejemplo, denominación del punto de medición (TAG) o caudal (l/h). Estas indicaciones aparecen sobre fondo turquesa y cambian a la pantalla principal al cabo de 60 s.




Para seleccionar una indicación de pantalla como MAIN DISPLAY, pulse **enter** –

en la pantalla auxiliar aparece "MAIN DISPLAY – NO" – seleccione con las teclas de cursor **Arriba** o **Abajo**

"MAIN DISPLAY – YES" y confirme la selección con **enter**.

El color de la iluminación de fondo cambia a blanco.

Esta representación de pantalla aparece ahora en el modo de medición.




# Guía de usuario por colores


La guía de usuario por colores garantiza una seguridad de manejo elevada y señaliza estados de funcionamiento de forma especialmente clara.

El modo de medición normal muestra una iluminación de fondo blanca, mientras las indicaciones en el modo de información aparecen de color verde y el menú de diagnóstico de color turquesa. El modo HOLD de color naranja, p. ej. en el caso de las calibraciones, es tan visible como el tono magenta para resaltar visualmente los mensajes de Asset-Management para el diagnóstico predictivo, p. ej. necesidad de mantenimiento, prealarma y desgaste del sensor.


El estado de alarma propiamente se distingue por el color rojo, especialmente llamativo, de la pantalla y se señaliza además a través del parpadeo de los valores indicados. En caso de entradas no permitidas o códigos de acceso incorrectos parpadea toda la pantalla en color rojo, de modo que se reducen considerablemente los errores de manejo.




Blanco:  
modo de medición




Rojo intermitente:  
alarma, error




Naranja:  
estado Hold



Magenta: necesidad  
de mantenimiento



Turquesa:  
diagnóstico



Verde:  
textos info

# Los modos de funcionamiento

---

## Diagnóstico

Indicación de los datos de calibración, indicación de los datos del sensor, realización de una autoverificación del aparato, carga de las entradas del diario de registro e indicación de la versión de hardware / software de los distintos componentes. El diario de registro puede recoger 100 entradas (00...99), que se pueden ver directamente en el aparato. Por medio de una TAN (opcional) se puede ampliar el diario de registro a 200 entradas.

## HOLD

Carga manual del estado de funcionamiento HOLD, p. ej., para el cambio de sensores digitales. Las salidas de señal adoptan un estado definido.

## Calibración

Cada sensor dispone de parámetros característicos típicos, que se modifican en el curso del tiempo de funcionamiento. Para poder proporcionar un valor de medición correcto, es precisa una calibración. De esta forma, el aparato comprueba cuál es el valor que proporciona el sensor al medir en un medio conocido. Si se produce una desviación, se ha de "ajustar" el aparato. En este caso, el aparato señala el valor "efectivo" y corrige internamente el error de medición del sensor. La calibración se ha de repetir periódicamente. Los periodos de tiempo entre los calibrados dependen de la carga que soporta el sensor. Durante la calibración, el aparato pasa al estado de funcionamiento HOLD.

**Durante la calibración, el aparato permanece en el modo de calibración hasta que lo abandona por intervención del usuario.**

## Configuración


Se debe configurar el equipo para adaptarlo a la tarea de medición. En el modo de funcionamiento "Configuración" se ajusta cuál es el sensor conectado, qué rango de medición se ha de transmitir y cuándo deben generarse mensajes de advertencia o de alarma. Durante la configuración, el aparato pasa al estado de funcionamiento HOLD.

**El modo de configuración se abandona automáticamente 20 minutos después de la última pulsación de tecla. El aparato pasa al modo de medición.**

## Servicio

Asignar funciones de mantenimiento (generador de corriente, verificación de relés, verificación del regulador), funcionamiento IrDA, passcodes, volver a los ajustes de fábrica, habilitar opciones (TAN).

# Modos de funcionamiento, funciones



Al pulsar la tecla **menu** (flecha inferior) se cambia al menú de selección. Con ayuda de las flechas derecha / izquierda se selecciona el grupo de menús. Las opciones de menú se abren con **enter**. Retroceder con **meas**.

DIAG	CALDATA	Indicación de los datos de calibración
	SENSOR	Indicación de los datos característicos del sensor
	SELFTEST	Autoverificación: RAM, ROM, EEPROM, módulo
	LOGBOOK	Diario de registro: 100 eventos con fecha y hora
	MONITOR	Indicación de las señales de sensor directas sin corregir.
	VERSION	Indicación de la versión del software, del modelo del equipo y del número de serie.
HOLD	Activación manual del estado HOLD, p. ej. para la sustitución del sensor. Las salidas de señal se comportan tal cual se han parametrizado (p. ej. último valor de medición, 21 mA)	
CAL	CAL_WTR/AIR	Calibración en agua / al aire (según configurado)
	CAL_ZERO	Calibración del punto cero
	P_CAL	Calibración del producto
	CAL_RTD	Compensación de la sonda de temperatura
CONF	PARSET A	Configuración juego de parámetros A
	PARSET B	Configuración juego de parámetros B
SERVICE	MONITOR	Indicación de los valores de medición con fines de validación (simuladores)
(Acceso mediante código, configuración de fábrica: 5555)	SENSOR	Reposición del contador de desgaste
	OUT1	Generador de corriente 1
	OUT2	Generador de corriente 2
	RELAIS	Test de relés
	CONTROL	Regulador; introducción manual de la variable de control
	IRDA	Activación del interfaz IrDA
	CODES	Adjudicación de código de acceso para los modos de funcion.
	DEFAULT	Restitución de la configuración de fábrica
	OPTION	Activación de las opciones a través de TAN

---



# El estado de funcionamiento HOLD

El estado HOLD es un estado de seguridad durante la configuración y la calibración. La corriente de salida está congelada (LAST) o ajustada a un valor fijo (FIX). Los contactos de alarma y límite están inactivos. Durante el estado HOLD, la pantalla se ilumina con luz de fondo naranja.


**Estado HOLD**, indicación en la pantalla:



## Comportamiento de la señal de salida

- **Last:** La corriente de salida se congela en el último valor. Recomendable en caso de configuración corta. El proceso no debe sufrir modificaciones significativas durante la configuración. ¡En este ajuste no se tienen en cuenta los cambios!
- **Fix:** La corriente de salida se ajusta a un valor claramente distinto al valor de proceso, a fin de indicar al sistema conductor que se está trabajando en el aparato.

## Señal de salida con HOLD:



## Finalización del estado de funcionamiento HOLD


El estado HOLD finaliza mediante cambio al modo de medición (pulsación prolongada de la tecla **meas**). En la pantalla aparece "Good Bye"; a continuación, se cancela HOLD.

Al salir del calibrado tiene lugar una consulta de seguridad para asegurar que el punto de medida está de nuevo listo para el funcionamiento (p. ej.: el sensor se ha vuelto a montar, se encuentra en proceso).

# Alarma

## Activación externa de HOLD (SW-A005)

El estado de funcionamiento HOLD puede activarse selectivamente desde el exterior mediante una señal en la entrada HOLD (p. ej., mediante el sistema de control de proceso).



## Activación manual de HOLD

El estado de funcionamiento HOLD se puede activar manualmente por medio del menú HOLD. De este modo se permite, p. ej., el control o el intercambio de sensores sin que se produzcan reacciones imprevistas en las salidas. Retroceder al menú de selección con la tecla **meas**.

# Alarma

Al producirse un error, aparece inmediatamente la indicación **Err xx** en la pantalla.  
Hasta que no ha transcurrido un tiempo de retardo parametrizable no se registra la alarma y se crea una entrada en el diario de registro.  
En caso de alarma, la pantalla del aparato parpadea, el color de la iluminación de fondo de la pantalla cambia a **rojo**.

Los mensajes de error pueden emitirse además a través de una señal de 22 mA mediante la corriente de salida (ver Configuración).  
El contacto de alarma está activo en caso de alarma o corte de alimentación, ver también "Configuración / Ajustes de alarma".  
Tras la supresión de un evento de error, el estado de alarma se borra al cabo de unos 2 s.

Mensaje	Agente provocador	Causa
Alarma (22 mA) se abre el contacto de alarma (ALARM)	Sensocheck	Polarización / cable
	Mensajes de error	Flujo (entrada CONTROL)
HOLD (Last/Fix)	HOLD	HOLD por medio de menú o entrada
	CONF	Configuración
	CAL	Calibración
	SERVICIO	Servicio

## Generar mensaje por medio de la entrada CONTROL (caudal mín. / caudal máx.):

Según el ajuste previo en el menú "Configuración" se puede utilizar la entrada CONTROL para la conmutación del juego de parámetros o para la medición del caudal (principio de impulso).

En el caso de ajuste previo a medición de caudal


### **CONF/CNTR\_IN/CONTROL = FLOW**

puede generarse una alarma si se sobrepasa el caudal mínimo o máximo:

### **CONF/ALA/FLOW CNTR = ON**

**CONF/ALA/FLOW min** (introducir valor, el ajuste previo es 5 litros/h)

**CONF/ALA/FLOW max** (introducir valor, el ajuste previo es 25 litros/h)



# Configuración

Los pasos de configuración están agrupados en grupos de menús. Con la ayuda de las flechas izquierda / derecha se puede avanzar y retroceder hasta el anterior o siguiente grupo de menús. Cada grupo de menús posee opciones de menú para la configuración de los parámetros. Apertura de las opciones de menú con **enter**. Para modificar los valores se usan las flechas, con **enter** se confirman / adoptan los ajustes. Volver a Medición: Mantener pulsado **meas** durante un tiempo (> 2 s).

Selección del grupo de menús	Grupo de menús	Código	Pantalla	Selección de la opción de menú
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	Selección del sensor	SNS:		<div><div>enter</div><div>enter</div><div>enter</div><div>enter</div></div>
		Opción de menú 1		
		:		
		Opción de menú ...		
	Salida de corriente 1	OT1:		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
	Salida de corriente 2	OT2:		
	Compensación	COR:		
	Entrada de conmutación (juego de parámetros o medición del caudal)	IN:		
	Modo de alarma	ALA:		
	Salidas de conmutación	REL:		
	Limpieza	WSH:		
	Ajustar la hora	CLK:		
	Denominación del punto de medición	TAG:		


## Juego de parámetros A/B: Grupos de menús configurables

El aparato dispone de 2 juegos de parámetros "A" y "B". Así, mediante la conmutación del juego de parámetros, el aparato puede adaptarse, p. ej., a dos situaciones de medición diferentes. El juego de parámetros "B" solo permite el ajuste de parámetros referidos al proceso.

Grupo de menús	Juego de parámetros A	Juego de parámetros B
SENSOR	Selección del sensor	---
OUT1	Salida de corriente 1	Salida de corriente 1
OUT2	Salida de corriente 2	Salida de corriente 2
CORRECTION	Compensación	Compensación
CNTR_IN	Entrada de conmutación	---
ALARM	Modo de alarma	Modo de alarma
REL 1/REL 2	Salidas de conmutación	Salidas de conmutación
WASH	Limpieza	---
PARSET	Conmutación del juego de parámetros	---
CLOCK	Ajustar la hora	---
TAG	Denominación del punto de medición	---

## Conmutación externa del juego de parámetros A/B



Se puede conmutar el juego de parámetros A/B a través de una señal externa en la entrada de control (configuración: CNTR-IN – PARSET).




Juego de parámetros A activo	0...2 V CA/CC
Juego de parámetros B activo	10...30 V CA/CC

## Juego de parámetros A/B

### Conmutar manualmente. Indicación con contacto WASH

Pantalla	Acción	Observación
	Conmutación manual de los juegos de parámetros: pulsar <b>meas</b>	La conmutación manual de los juegos de parámetros se ha de seleccionar previamente en CONFIG El ajuste de fábrica es juego de parámetros fijo A. ¡Unos parámetros incorrectamente ajustados alteran las propiedades de medición!
	En la línea inferior parpadea PARSET. Seleccionar el juego de parámetros con las teclas ◀ y ▶	
	Selección PARSET A / PARSET B	
	Aceptar con <b>enter</b> No aceptar con <b>meas</b>	



El juego de parámetros activo puede visualizarse mediante del contacto WASH:

Si se ha configurado, el contacto WASH señala:

"Juego de parámetros A" (contacto abierto)

"Juego de parámetros B" (contacto cerrado)

Configuración		Selección	Valor prefijado
<b>Sensor (SENSOR)</b>			
SNS:	(selección línea de texto)	MEMOSENS STANDARD*) TRACES*) (TAN)	MEMOSENS
	<p>*) Aunque estos sensores aparecen en la selección de menú, no pueden funcionar sin módulo de medición. Stratos Pro A4... MSOXY está concebido para la conexión de un sensor Memosens a través de la interfaz RS-485, y no dispone de módulo de medición.</p> <p>Puede solicitar información sobre las posibilidades de reequipamiento y sus costes al fabricante (ver el dorso de este manual de usuario).</p>		
	MEAS MODE	dO % dO mg/l dO ppm GAS %	dO %
	TEMP UNIT	°C / °F	°C
	CAL MODE	CAL AIR CAL WTR	CAL AIR
	CAL TIMER	ON/OFF	OFF
	ON	CAL-CYCLE	0...9999 h
			0168 h

Configuración		Selección	Valor prefijado
Salida 1 (OUT1, sin medición de trazas)			
OT1:	RANGE		0–20 mA 4–20 mA
	CHANNEL		OXY/TMP
	OXY dO %	BEGIN 4mA (0 mA)	000.0...600.0 %
		END 20 mA	0.000...600.0 %
	OXY dO mg/l	BEGIN 4mA (0 mA)	00.00...99.99 mg/l
		END 20 mA	00.00...99.99 mg/l
	OXY dO ppm	BEGIN 4mA (0 mA)	00.00...99.99 ppm
		END 20 mA	00.00...99.99 ppm
	OXY GAS %	BEGIN 4mA (0 mA)	00.00...99.99 %
		END 20 mA	00.00...99.99 %
	TMP °C	BEGIN 4mA (0 mA)	–20...150 °C
		END 20 mA	–20...150 °C
	TMP °F	BEGIN 4mA (0 mA)	–4...302 °F
		END 20 mA	–4...302 °F
	FILTERTIME		0...120 SEC
	22mA-FAIL		ON/OFF
	HOLD MODE		LAST/FIX
	FIX	HOLD-FIX	(0) 4...22 mA
			021.0 mA



Configuración		Selección	Valor prefijado
<b>Salida 1 (OUT1)</b>			
<b>medición de trazas, tipo de sensor 01, se requiere TAN</b>			
OT1:	RANGE		0–20 mA 4–20 mA
	CHANNEL		OXY/TMP
	OXY dO %	BEGIN 4mA (0 mA)	000.0...150.0 %
		END 20 mA	000.0...150.0 %
	OXY dO mg/l	BEGIN 4mA (0 mA)	0000 µg/l...20.00 mg/l
		END 20 mA	0000 µg/l...20.00 mg/l
	OXY dO ppm	BEGIN 4mA (0 mA)	0000 ppb...20.00 ppm
		END 20 mA	0000 ppb...20.00 ppm
	OXY GAS %	BEGIN 4mA (0 mA)	0000 ppm... 50.00 %
		END 20 mA	0000 ppm... 50.00 %
	TMP °C	BEGIN 4mA (0 mA)	–20...150 °C
		END 20 mA	–20...150 °C
	TMP °F	BEGIN 4mA (0 mA)	–4...302 °F
		END 20 mA	–4...302 °F
	FILTERTIME		0...120 SEC
	22mA-FAIL		ON/OFF
	HOLD MODE		LAST/FIX
	FIX	HOLD-FIX	(0) 4...22 mA
			021.0 mA

# Configuración

Configuración		Selección	Valor prefijado
<b>Salida 1 (OUT1)</b>			
<b>medición de trazas, tipo de sensor 001, se requiere TAN</b>			
OT1:	RANGE		0–20 mA 4–20 mA
	CHANNEL		OXY/TMP
	OXY dO %	BEGIN 4mA (0 mA)	000.0...150.0 %
		END 20 mA	150.0 %
	OXY dO mg/l	BEGIN 4mA (0 mA)	000.0 µg/l... 20.00 mg/l
		END 20 mA	20.00 mg/l
	OXY dO ppm	BEGIN 4mA (0 mA)	000.0 ppb... 20.00 ppm
		END 20 mA	20.00 ppm
	OXY GAS %	BEGIN 4mA (0 mA)	0000 ppb...50 %
		END 20 mA	50 %
	TMP °C	BEGIN 4mA (0 mA)	–20...150 °C
		END 20 mA	150 °C
	TMP °F	BEGIN 4mA (0 mA)	–4...302 °F
		END 20 mA	302 °F
	FILTERTIME		0...120 SEC
	22mA-FAIL		ON/OFF
HOLD MODE		LAST/FIX	LAST
FIX	HOLD-FIX	(0) 4...22 mA	021.0 mA

Configuración			Selección	Valor prefijado	
Salida 2 (OUT2)					
OT2:	CHANNEL		OXY/TMP	TMP	
	... por lo demás, como salida 1				
Compensación de temperatura (CORRECTION)					
COR:	SALINITY		00.00...45.00 ppt	00.00 ppt	
	PRESSURE UNIT		BAR/KPA/PSI	BAR	
	PRESSURE		MAN/EXT *)		
	MAN	BAR	0.000...9.999 BAR	1.013 BAR	
		KPA	000.0...999.9 KPA		
		PSI	000.0...145.0 PSI		
	EXT	I-Input		OFF/4(0)...20 mA	4...20 mA
		BAR	BEGIN 4mA (0 mA)	0.000...9.999 BAR	0.000 BAR
			END 20 mA	0.000...9.999 BAR	9.999 BAR
		KPA	BEGIN 4mA (0 mA)	000.0...999.9 KPA	
			END 20 mA	000.0...999.9 KPA	
		PSI	BEGIN 4mA (0 mA)	000.0...145.0 PSI	
			END 20 mA	000.0...145.0 PSI	
Entrada de conmutación (CNTR_IN)					
IN:	CONTROL		PARSET, FLOW	PARSET	
	FLOW	FLOW ADJUST	12 000 Impulsos / litros	0 ... 20 000 Impulsos / litros	
Alarma (ALARM)					
ALA:	DELAYTIME		0...600 SEC	0010 SEC	
	SENSOCHECK		ON/OFF	OFF	
	FLOW CNTR **)		ON/OFF	OFF	
	ON	FLOW MIN **)	005.0 L/h	0 ... 99.9 L/h	
		FLOW MAX**)	025.0 L/h	0 ... 99.9 L/h	

\*) Solo aparece si está habilitado

\*\*) Histéresis fija 5% del valor umbral

Configuración			Selección	Valor prefijado
Relé 1/2 (REL1/REL2)				
REL:	(Selección en línea de texto)		LIMITS CONTROLLER	LIMITS
	RL1:	CHANNEL	OXY/TMP/FLOW	OXY
		FUNCTION	Lo LEVL Hi LEVL	Lo LEVL
		CONTACT	N/O, N/C	N/O
		LEVEL	dentro del rango de medición	
		HYSTERESIS	0...50% del rango de medición	
		DELAYTIME	0...9999 SEC	0010 SEC
	RL2:	CHANNEL	OXY/TMP/FLOW	OXY
		FUNCTION	Lo LEVL Hi LEVL	Hi LEVL
		CONTACT	N/O, N/C	N/O
		LEVEL	dentro del rango de medición	
		HYSTERESIS	0...50% del rango de medición	
		DELAYTIME	0...9999 SEC	0010 SEC
	CTR:	CHANNEL	OXY/TMP	OXY
		TYPE	PLC/PFC	PLC
		PLC	PULSE LEN	0...0600 SEC
		PFC	PULSEFREQ	0...0180 P/Min
		SETPOINT	dentro del rango de medición	
		DEAD BAND	0...50% del rango de medición	
		P-GAIN	10...9999%	0100%
		I-TIME	0...9999 SEC	0000 SEC
		D-TIME	0...9999 SEC	0000 SEC
		HOLD MODE	Y LAST/Y OFF	Y LAST

Configuración			Selección	Valor prefijado
Contacto de lavado (WASH)				
WSH:	(selección línea de texto)		WASH PARSET A/B	WASH
	WASH	WASH CYCLE	0.0...999.9 h	000.0 h
		WASH TIME	0...9999 SEC	0060 SEC
		CONTACT	N/O, N/C	N/O
Juego de parámetros (PARSET)				
PAR:	Selección juego de parámetros fijo (A), o conmutación A/B mediante la entrada de control o manualmente en el modo medición		PARSET FIX A/ CNTR INPUT / MANUAL	PARSET FIX A (juego de parámetros fijo A)
Reloj en tiempo real (CLOCK)				
CLK:	FORMAT		24 h / 12 h	
	24 h	TIME hh/mm	00..23:00...59	
	12 h	TIME hh/mm	00...11 AM/PM: 00...59	
	DAY/MONTH		01...31/01...12	
	YEAR		2000...2099	
Denominación del punto de medición (TAG)				
TAG:	(Introducción en línea de texto)			—

# Configuración (original para copia)

En el EEPROM se incluyen dos juegos de parámetros completos. En el momento de la entrega ambos juegos son idénticos, pero posteriormente pueden ser programados.

**Nota:**

Anote sus datos de configuración en las páginas siguientes o utilícelos como original para copia.

Parámetro	Juego de parámetros A	Juego de parámetros B
SNS: modo de medición		--- *)
SNS: tipo de sensor		--- *)
SNS: unidad de temperatura		--- *)
SNS: modo de calibración		--- *)
SNS: temporizador de calibración		--- *)
SNS: ciclo de calibración		--- *)
SNS: contador CIP		--- *)
SNS: ciclos CIP		--- *)
SNS: contador SIP		--- *)
SNS: ciclos SIP		--- *)
OT1: gama de corriente		
OT1: parámetro		
OT1: inicio de corriente		
OT1: fin de corriente		
OT1: tiempo de filtro		
OT1: corriente de falla de 22 mA		
OT1: estado HOLD		
OT1: corriente HOLD-FIX		

\*) Estos parámetros no son ajustables en el juego de parámetros B, valores idénticos a los del juego de parámetros A

## (original para copia) configuración

Parámetro	Juego de parámetros A	Juego de parámetros B
OT2: gama de corriente		
OT2: parámetro		
OT2: inicio de corriente		
OT2: fin de corriente		
OT2: tiempo de filtro		
OT2: corriente de falla de 22 mA		
OT2: estado HOLD		
OT2: corriente HOLD-FIX		
COR: salinidad (ppt)		
COR: unidad de medida presión (BAR, KPA, PSI)		
COR: presión (MAN/EXT)		
COR: entrada de corriente externa (opción)		
IN: juego de parámetros A/B o caudal		
IN: (caudalímetro) adaptación impulsos / litro		
ALA: tiempo de retardo		
ALA: Sensocheck con. / des.		
ALA: control de caudal FLOW CNTR con. / des.		
ALA: caudal mínimo (histéresis fija 5%)		
ALA: caudal máximo (histéresis fija 5%)		

# Configuración (original para copia)

Parámetro	Juego de parámetros A	Juego de parámetros B
REL: utilización		
RL1: parámetro		
RL1: función		
RL1: comportamiento del contacto		
RL1: punto de conmutación		
RL1: histéresis		
RL1: tiempo de retardo		
RL2: parámetro		
RL2: función		
RL2: comportamiento del contacto		
RL2: punto de conmutación		
RL2: histéresis		
RL2: tiempo de retardo		
CTR: parámetro		
CTR: tipo de regulador		
CTR: duración de impulso		
CTR: frecuencia de impulso		
CTR: valor de consigna		
CTR: zona muerta		
CTR: ganancia P		
CTR: tiempo I		
CTR: tiempo D		
CTR: estado HOLD		
WSH: utilización		--- *)
WSH: ciclo de lavado		--- *)
WSH: duración de lavado		--- *)
WSH: comportamiento del contacto		--- *)



# Configuración (original para copia)






Parámetro	Juego de parámetros A	Juego de parámetros B
PAR: conmutación del juego de parámetros		--- *)
CLK: formato de la hora		--- *)
CLK: hora hh/mm		--- *)
CLK: día/mes		--- *)
CLK: año		--- *)
TAG: denominación del punto de medición		--- *)

\*) Estos parámetros no son ajustables en el juego de parámetros B, valores idénticos a los del juego de parámetros A

# Configuración

## Sensor




Seleccionar: Tipo de sensor, modo de medición, unidad de temperatura



- 1 Pulsar la tecla **menu**.
- 2 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar **CONF**, pulsar **enter**.
- 3 Seleccionar juego de parámetros con las teclas de flecha ◀ ▶, pulsar **enter**.
- 4 Seleccionar Grupo de menú **SENSOR** con las teclas de flecha ◀ ▶, pulsar **enter**.
- 5 Para todas las opciones de menú de este grupo de menú se muestra el código "SNS:" en la pantalla. Selección de las opciones de menú con la tecla **enter**, cambiar con las teclas de flecha (ver lado derecho), confirmar (y continuar) con **enter**.
- 6 Terminar: pulsar la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].

5





Seleccionar tipo de sensor	enter
Seleccionar modo de medición	enter
Unidad de temperatura	enter
Medio de calibración agua / aire	
Temporizador de calibración	

Opción de menú	Acción	Selección
<p>Seleccionar tipo de sensor</p> 	<p>Seleccionar el tipo de sensor empleado con las teclas de flecha ▲ ▼.</p> <p>Aceptar con <b>enter</b></p>	<p><b>MEMOSENS</b> STANDARD TRACES (con TAN)</p>
<p>Seleccionar modo de medición</p> 	<p>Seleccionar el modo de medición empleado con las teclas de flecha ▲ ▼.</p> <p>DO: Medición en líquidos GAS: Medición en gases</p> <p>Aceptar con <b>enter</b></p>	<p><b>dO %</b>, dO mg/l dO ppm GAS %</p>
<p>Unidad de temperatura</p> 	<p>Con las teclas de flecha ▲ ▼, seleccionar unidad de temperatura.</p> <p>Aceptar con <b>enter</b></p>	<p><b>°C</b> °F</p>


# Configuración




## Sensor

Seleccionar: Medio de calibración agua / aire, cronómetro de calibración







- 1 Pulsar la tecla **menu**.
- 2 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar **CONF**, pulsar **enter**.
- 3 Seleccionar juego de parámetros con las teclas de flecha ◀ ▶, pulsar **enter**.
- 4 Seleccionar Grupo de menú **SENSOR** con las teclas de flecha ◀ ▶, pulsar **enter**.
- 5 Para todas las opciones de menú de este grupo de menú se muestra el código "SNS:" en la pantalla. Selección de las opciones de menú con la tecla **enter**, cambiar con las teclas de flecha (ver lado derecho), confirmar (y continuar) con **enter**.
- 6 Terminar: pulsar la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].



Opción de menú	Acción	Selección
Medio de calibración aire / agua 	Con las teclas de flecha ▲ ▼, seleccionar medio de calibración. AIR: Medio de calibración aire WTR: Medio de calibración agua saturada de oxígeno Aceptar con <b>enter</b>	<b>CAL_AIR</b> <b>CAL_WTR</b>
Temporizador de calibración 	Con las teclas de flecha ▲ ▼, conectar / desconectar temporizador de calibración  Aceptar con <b>enter</b>	<b>OFF</b> <b>ON</b>
(ON: ciclo de calibración) 	Con las teclas de flechas ▲ ▼ ◀ ▶, introducir ciclo de calibración en horas  Aceptar con <b>enter</b>	0...9999 h <b>0168 h</b>

### Nota acerca del temporizador de calibración:





Si se ha activado Sensocheck en el grupo de menú Configuración – Alarma, el transcurso del intervalo de calibrado se muestra en la pantalla por medio de Sensoface:

Pantalla	Status
 + 	Ya ha transcurrido más del 80% del intervalo de calibración.
 + 	Se ha superado el intervalo de calibración.

Los ajustes del temporizador de calibración tiene lugar conjuntamente para ambos juegos de parámetros A y B. El tiempo que resta hasta la siguiente calibración se puede consultar en el diagnóstico (ver “Diagnóstico”).




## Salida de corriente 1

Gama de corriente de salida. Inicio de corriente. Fin de corriente.



- 1 Pulsar la tecla **menu**.
- 2 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar **CONF**, pulsar **enter**.
- 3 Seleccionar juego de parámetros con las teclas de flecha ◀ ▶, pulsar **enter**.
- 4 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar grupo de menú **OUT1**, pulsar **enter**.
- 5 Para todas las opciones de menú de este grupo de menú se muestra el código "OT1:" en la pantalla. Selección de las opciones de menú con la tecla **enter**, cambiar con las teclas de flecha (ver lado derecho), confirmar (y continuar) con **enter**.
- 6 Terminar: pulsar la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].


5	Gama de corriente	enter
	Parámetro	enter
	Inicio de corriente	
	Fin de corriente	
	Constante de tiempo del filtro de salida	
	Corriente de salida en caso de mensaje de error	
	Corriente de salida en caso de HOLD	
	Corriente de salida en caso de HOLD FIX	

Opción de menú	Acción	Selección
Gama de corriente 	Con las teclas de flecha ▲ ▼ seleccionar la gama 4-20 mA u 0-20 mA.  Aceptar con <b>enter</b>	<b>4-20 mA</b> / 0-20 mA
Parámetro 	Seleccionar con las teclas de flecha ▲ ▼ : OXY: valor Oxy TMP: temperatura  Aceptar con <b>enter</b>	<b>OXY/TMP</b>
Inicio de corriente, fin de corriente 	Con las teclas de flecha ▲ ▼, modificar posición, con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar otra posición.  Aceptar con <b>enter</b>	000.0...0600% (OXY) 0.000...0150% (OXY, opción trazas) -20...150 °C / -4...302 °F (TMP)

En el caso de **parámetros que ocupen varias décadas**, para la selección del rango se pueden desplazar el punto decimal y la dimensión con las teclas de cursor ◀ ▶. A continuación, con (arriba / abajo) y ◀ ▶ se introduce el valor numérico deseado. En el caso de medición en gases (GAS), la concentración volumétrica se puede conmutar de esta forma entre las dimensiones ppm y % (10 000 ppm = 1%).


### Asignación de valores de medición: Inicio de corriente y fin de corriente

Ejemplo 1: Rango de medición 0...100%




Ejemplo 2: Rango de medición 50...70%

Ventaja: mayor resolución en la gama interesante



## Salida de corriente 1

### Ajustar constante de tiempo filtro de salida



enter



enter



enter




meas



- 1 Pulsar la tecla **menu**.
- 2 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar **CONF**, pulsar **enter**.
- 3 Seleccionar juego de parámetros con las teclas de flecha ◀ ▶, pulsar **enter**.
- 4 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar grupo de menú **OUT1**, pulsar **enter**.
- 5 Para todas las opciones de menú de este grupo de menú se muestra el código "OT1:" en la pantalla. Selección de las opciones de menú con la tecla **enter**, cambiar con las teclas de flecha (ver lado derecho), confirmar (y continuar) con **enter**.
- 6 Terminar: pulsar la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].

	5
Gama de corriente	enter
Parámetro	enter
Inicio de corriente	
Fin de corriente	
Constante de tiempo filtro de salida	
Corriente de salida en caso de mensaje de error	
Corriente de salida en caso de HOLD	
Corriente de salida en caso de HOLD FIX	



Opción de menú	Acción	Selección
Constante de tiempo del filtro de salida	Con las teclas de flecha ▲ ▼ ◀ ▶, introducir valor	0...120 SEC (0000 SEC)
		
	Aceptar con <b>enter</b>	


### Constante de tiempo filtro de salida

Para el apaciguamiento de la salida de corriente se puede conectar un filtro paso-bajo con constante de tiempo de filtro ajustable. Con un salto en la entrada (100%), una vez alcanzada la constante de tiempo se da un nivel del 63% en la salida. Se puede ajustar la constante de tiempo en la gama 0...120 s. Si se ajusta la constante de tiempo en 0 s, la salida de corriente sigue directamente a la entrada.

#### Nota:




¡El filtro actúa solo sobre la salida de corriente, no sobre la pantalla, los límites ni el regulador!

Durante el tiempo de HOLD se suspende el cálculo del filtro, para que no se produzcan saltos a la salida.






## Salida de corriente 1

### Corriente de salida en caso de error y HOLD.




- 1 Pulsar la tecla **menu**.
- 2 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar **CONF**, pulsar **enter**.
- 3 Seleccionar juego de parámetros con las teclas de flecha ◀ ▶, pulsar **enter**.
- 4 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar grupo de menú **OUT1**, pulsar **enter**.
- 5 Para todas las opciones de menú de este grupo de menú se muestra el código "OT1:" en la pantalla. Selección de las opciones de menú con la tecla **enter**, cambiar con las teclas de flecha (ver lado derecho), confirmar (y continuar) con **enter**.
- 6 Terminar: pulsar la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].

	5
Gama de corriente	enter
Parámetro	enter
Inicio de corriente	
Fin de corriente	
Constante de tiempo del filtro de salida	
Corriente de salida en caso de mensaje de error	
Corriente de salida en caso de HOLD	
Corriente de salida en caso de HOLD FIX	

Opción de menú	Acción	Selección
Corriente de salida en caso de mensaje de error 	Con las teclas de flecha ▲ ▼, seleccionar ON (22 mA en caso de mensaje de error) u OFF. Aceptar con <b>enter</b>	<b>ON/OFF</b>
Corriente de salida en caso de HOLD 	LAST: en HOLD se mantiene en la salida el último valor medido. FIX: en HOLD se mantiene en la salida un valor (a especificar). Selección con ▲ ▼ Aceptar con <b>enter</b>	<b>LAST/FIX</b>
Corriente de salida en caso de HOLD FIX 	Solo si se ha elegido FIX: introducción de la corriente que debe fluir por la salida durante HOLD Con las teclas de flecha ▲ ▼ ◀ ▶, introducir valor  Aceptar con <b>enter</b>	00.00...22.00 mA <b>21.00 mA</b>


### Señal de salida con HOLD:

Corriente de salida [mA]





## Salida de corriente 2

Gama de corriente de salida. Inicio de corriente. Fin de corriente.



- 1 Pulsar la tecla **menu**.
- 2 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar **CONF**, pulsar **enter**.
- 3 Seleccionar juego de parámetros con las teclas de flecha ◀ ▶, pulsar **enter**.
- 4 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar grupo de menú **OUT2**, pulsar **enter**.
- 5 Para todas las opciones de menú de este grupo de menú se muestra el código "OT2:" en la pantalla. Selección de las opciones de menú con la tecla **enter**, cambiar con las teclas de flecha (ver lado derecho), confirmar (y continuar) con **enter**.
- 6 Terminar: pulsar la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].





5	
Gama de corriente	enter
Parámetro	enter
Inicio de corriente	
Fin de corriente	
Constante de tiempo del filtro de salida	
Corriente de salida en caso de mensaje de error	
Corriente de salida en caso de HOLD	
Corriente de salida en caso de HOLD FIX	

Opción de menú	Acción	Selección
Gama de corriente 	Con las teclas de flecha ▲ ▼ seleccionar la gama 4-20 mA u 0-20 mA.  Aceptar con <b>enter</b>	<b>4-20 mA</b> / 0-20 mA
Parámetro 	Seleccionar con las teclas de flecha ▲ ▼ : OXY: valor Oxy TMP: temperatura Aceptar con <b>enter</b>	<b>OXY/TMP</b>
• • •		

Todos los demás ajustes como en la salida de corriente 1 (ver allí).






## Corrección

Corrección de sal. Corrección de presión. Entrada de corriente.






- 1 Pulsar la tecla **menú**.
- 2 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar **CONF**, pulsar **enter**.
- 3 Seleccionar juego de parámetros con las teclas de flecha ◀ ▶, pulsar **enter**.
- 4 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar grupo de menú **CORRECTION**, pulsar **enter**.
- 5 Para todas las opciones de menú de este grupo de menú se muestra el código "COR:" en la pantalla. Selección de las opciones de menú con la tecla **enter**, cambiar con las teclas de flecha (ver lado derecho), confirmar (y continuar) con **enter**.
- 6 Terminar: pulsar la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].

5	Salinidad	enter
	Unidad de presión	↺
	Corrección de la presión	↺
	Especificación manual de la presión	
	Entrada de corriente	
	Gama de corriente / gama de presión	

Opción de menú	Acción	Selección
Introducción de salinidad 	Introducción de la salinidad del medio de medición. Con las teclas de flecha ▲ ▼, introducir valor. Aceptar con <b>enter</b>	00.00...45.00 ppt
Introducción unidad de presión 	Con las teclas de flecha ▲ ▼, seleccionar la unidad de presión deseada. Aceptar con <b>enter</b>	<b>Bar</b> /kPa/PSI
Introducción corrección presión 	Con las teclas de flecha ▲ ▼, seleccionar el procedimiento deseado para la corrección de la presión: MAN: especificación manual EXT: corrección ext. de la presión a través de la entrada de corriente Aceptar con <b>enter</b>	<b>MAN</b> / EXT
(Especificación manual de la presión) 	Con las teclas de flecha ▲ ▼, introducir valor. Aceptar con <b>enter</b>	Gama de introducción: 0.000...9.999 BAR / 000.0...999.9 KPa / 000.0...145.0 PSI  <b>1.013 BAR</b>
<b>Entrada de corriente /</b> gama de presión 	En caso de especificación externa de la presión, entrada de corriente 0(4) ... 20 mA y parámetro presión, seleccionar inicio de corriente / fin de corriente con las teclas de flecha ▲ ▼ ▲ ▼.	0(4)...20 mA  0.000...9.999 Bar / 000.0...999.9 kPa / 000.0...999.9 PSI

## Entrada CONTROL

### Conmutación del juego de parámetros a través de señal externa o medición del caudal






- 1 Pulsar la tecla **menu**.
- 2 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar **CONF**, pulsar **enter**.
- 3 Seleccionar juego de parámetros con las teclas de flecha ◀ ▶, pulsar **enter**.
- 4 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar grupo de menú **CNTR\_IN**, pulsar **enter**.
- 5 Para todas las opciones de menú de este grupo de menú se muestra el código "IN:" en la pantalla. Selección de las opciones de menú con la tecla **enter**, cambiar con las teclas de flecha (ver lado derecho). Confirmar (y continuar) con **enter**.
- 6 Terminar: pulsar la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].

5

Entrada CONTROL (función)	enter
PARSET / FLOW	↔
FLOW: ADJUST	↔



Opción de menú	Acción	Selección
Selección función Entrada CONTROL 	Seleccionar con teclas de flecha ▲ ▼, aceptar con <b>enter</b>	<b>PARSET</b> (seleccionar juego de parámetros A/B a través de señal en la entrada CONTROL)
		Flujo (para conexión del caudalímetro tras el principio de impulso)
Ajuste para la adaptación al caudalímetro: 	<b>Al seleccionar "Flow"</b> debe efectuar un ajuste para la adaptación de los distintos caudalímetros. Especificar valor con las teclas de flecha, aceptar con <b>enter</b>	<b>12 000 impulsos / litro</b>

En el menú de alarmas se puede ajustar una supervisión del caudal.

Si CONTROL está ajustado a FLOW, pueden especificarse además 2 valores límite para los caudales máximo y mínimo.

Si el valor de medición se encuentra fuera de esta ventana, se genera un mensaje de alarma, y en caso de que esté parametrizada, una señal de error de 22 mA.

#### Representación de pantalla

Medición del caudal en el modo de medición





#### Representación de pantalla

Medición de caudal (Control sensor)



## Alarma



### Tiempo de retardo de la alarma. Sensocheck.




- 1 Pulsar la tecla **menu**.
- 2 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar **CONF**, pulsar **enter**.
- 3 Seleccionar juego de parámetros con las teclas de flecha ◀ ▶, pulsar **enter**.
- 4 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar grupo de menú **ALARM**, pulsar **enter**.
- 5 Para todas las opciones de menú de este grupo de menú se muestra el código "ALA:" en la pantalla. Selección de las opciones de menú con la tecla **enter**, cambiar con las teclas de flecha (ver lado derecho), confirmar (y continuar) con **enter**.
- 6 Terminar: pulsar la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].

5

Tiempo de retardo	enter
Sensocheck	
Alarma: Entrada CONTROL	
En la supervisión del caudal: alarma caudal máximo	
En la supervisión del caudal: alarma caudal mínimo	

Opción de menú	Acción	Selección
Tiempo de retardo de la alarma 	Con las teclas de flecha ▲ ▼ ◀ ▶, introducir tiempo de retardo de la alarma. Aceptar con <b>enter</b>	0...600 SEC <b>(010 SEC)</b>
Sensocheck 	Selección de Sensocheck (supervisión continuada del sensor y las líneas de alimentación). Con las teclas de flecha ▲ ▼, seleccionar ON u OFF. Aceptar con <b>enter</b> . (Al mismo tiempo se activa Sensoface. Para OFF está también desconectada Sensoface).	<b>ON/OFF</b>



### El contacto de alarma

El contacto de alarma está cerrado durante el funcionamiento normal (N/C, normally closed contact, contacto de reposo). Se abre en caso de alarma o corte de alimentación. Así se emite un mensaje de fallo incluso en caso de avería de la línea (comportamiento "fail safe"). Capacidad del contacto ver Datos técnicos.



Los mensajes de error pueden emitirse además a través de una señal de 22 mA mediante la corriente de salida (ver Mensajes de error y Configuración: Salida 1 / Salida 2).  
 Comportamiento del contacto de alarma: ver "Estados de funcionamiento".

**El tiempo de retardo de alarma** retarda el cambio de la iluminación de fondo de la pantalla a rojo, la señal de 22 mA (si está configurado) y la activación del contacto de alarma.

# Configuración

## Ajustes de alarma


### Entrada CONTROL (FLOW MIN, FLOW MAX)



- 1 Pulsar la tecla **menu**.
- 2 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar **CONF**, pulsar **enter**.
- 3 Seleccionar juego de parámetros con las teclas de flecha ◀ ▶, pulsar **enter**.
- 4 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar grupo de menú **ALARM**, pulsar **enter**.
- 5 Para todas las opciones de menú de este grupo de menú se muestra el código "ALA:" en la pantalla. Selección de las opciones de menú con la tecla **enter**, cambiar con las teclas de flecha (ver lado derecho), confirmar (y continuar) con **enter**.
- 6 Terminar: pulsar la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].


5

ALARM: Tiempo de retardo	enter
Alarma: Sensocheck	
Alarma: Entrada CONTROL	
En la supervisión del caudal: alarma caudal máximo	
En la supervisión del caudal: alarma caudal mínimo	

Opción de menú	Acción	Selección
Entrada CONTROL 	Puede generar alarma la <b>entrada CONTROL</b> en caso de ajuste previo "FLOW" el menú CONF (supervisión del caudal): <b>FLOW CNTR</b> <b>Medición del caudal:</b> permite la supervisión de los caudales mínimo y máximo (contador de impulsos)	<b>ON/OFF</b>  (FLOW MIN, FLOW MAX.)
Alarma Caudal mínimo <b>FLOW MIN</b>	Introducir valor	Valor prefijado 05,00 litros/h
Alarma Caudal máximo <b>FLOW MAX</b>	Introducir valor	Valor prefijado 25,00 litros/h






## Función de límite

### Relé 1




- 1 Pulsar la tecla **menu**.
- 2 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar **CONF**, pulsar **enter**.
- 3 Seleccionar juego de parámetros con las teclas de flecha ◀ ▶, pulsar **enter**.
- 4 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar grupo de menú **REL 1/REL 2**, pulsar **enter**.
- 5 Para todas las opciones de menú de este grupo de menú se muestra el código "RL1:" en la pantalla. Selección de las opciones de menú con la tecla **enter**, cambiar con las teclas de flecha (ver lado derecho), confirmar (y continuar) con **enter**.
- 6 Terminar: pulsar la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].

5	enter
Uso de los relés	
Seleccionar parámetro	
Función límite 1	
Tipo de contacto límite 1	
Punto de conmutación límite 1	
Histéresis límite 1	
Tiempo de retardo límite 1	

Opción de menú	Acción	Selección
<p>Uso de los relés</p> 	<p>Seleccionar en la línea de texto con las teclas de flecha ▲ ▼:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Función de límite (LIMITS)</li> <li>• Regulador (CONTROLLER)</li> </ul> <p>Aceptar con <b>enter</b></p>	<p><b>LIMITS</b> / CONTROLLER</p> <p><b>Nota:</b> La selección de CONTROLLER conduce al grupo de menús Regulador CTR.</p>
<p>Seleccionar parámetro</p> 	<p>Con las teclas de flecha ▲ ▼, seleccionar el parámetro deseado.</p> <p>Aceptar con <b>enter</b></p>	<p><b>OXY</b>/TMP/FLOW</p>
<p>Función límite 1</p> 	<p>Con las teclas de flecha ▲ ▼, seleccionar la función deseada.</p> <p>Lo Level: activo cuando cae por debajo de / Hi Level: activo cuando se supera el punto de conmutación</p> <p>Aceptar con <b>enter</b></p>	<p><b>Lo LEVEL</b> / Hi LEVEL</p> <p>Símbolo Limit1: ▼</p>
<p>Comportamiento de contacto límite 1</p> 	<p>N/O: normally open (contacto de trabajo) N/C: normalmente cerrado (contacto de reposo)</p> <p>Seleccionar con las teclas de flecha ▲ ▼.</p> <p>Aceptar con <b>enter</b></p>	<p><b>N/O</b> / N/C</p>
<p>Punto de conmutación límite 1</p> 	<p>Con las teclas de flecha ▲ ▼ ◀ ▶, introducir punto de conmutación.</p> <p>Aceptar con <b>enter</b></p>	<p>dentro del rango de medición</p>

## Función de límite



### Relé 1



- 1 Pulsar la tecla **menu**.
- 2 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar **CONF**, pulsar **enter**.
- 3 Seleccionar juego de parámetros con las teclas de flecha ◀ ▶, pulsar **enter**.
- 4 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar grupo de menú **REL1/REL2**, pulsar **enter**.
- 5 Para todas las opciones de menú de este grupo de menú se muestra el código "RL1:" en la pantalla. Selección de las opciones de menú con la tecla **enter**, cambiar con las teclas de flecha (ver lado derecho), confirmar (y continuar) con **enter**.
- 6 Terminar: pulsar la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].


5	enter
Uso de los relés	
Seleccionar parámetro	
Función límite 1	
Tipo de contacto límite 1	
Punto de conmutación límite 1	
Histéresis límite 1	
Tiempo de retardo límite 1	




Opción de menú	Acción	Selección
Histéresis límite 1 	Con las teclas de flecha ▲ ▼ ◀ ▶, seleccionar histéresis.  Aceptar con <b>enter</b>	0...50% del rango de medición
Tiempo de retardo límite 1 	El contacto se activa con retardo (pero se desactiva sin retardo). Con las teclas de flecha ▲ ▼ ◀ ▶, ajustar el tiempo de retardo.  Aceptar con <b>enter</b>	0...9999 SEC <b>(0010 SEC)</b>

## Aplicación de la histéresis:

### Límite inferior




### Límite superior




## Función de límite

### Relé 2




- 1 Pulsar la tecla **menu**.
- 2 Con las teclas de flecha **◀ ▶**, seleccionar **CONF**, pulsar **enter**.
- 3 Seleccionar juego de parámetros con las teclas de flecha **◀ ▶**, pulsar **enter**.
- 4 Con las teclas de flecha **◀ ▶**, seleccionar grupo de menú **REL1/REL2**, pulsar **enter**.
- 5 Para todas las opciones de menú de este grupo de menú se muestra el código "RL2:" en la pantalla. Selección de las opciones de menú con la tecla **enter**, cambiar con las teclas de flecha (ver lado derecho), confirmar (y continuar) con **enter**.
- 6 Terminar: pulsar la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].

5	
Uso de los relés	enter
Seleccionar parámetro	
Función límite 2	
Tipo de contacto límite 2	
Punto de conmutación límite 2	
Histéresis límite 2	
Tiempo de retardo límite 2	


Opción de menú	Acción	Selección
Seleccionar parámetro (CHANNEL)	Con las teclas de flecha ▲ ▼, seleccionar el parámetro deseado. Aceptar con <b>enter</b>	<b>OXY/TMP/FLOW</b>
Función límite 2 (FUNCTION)	Con las teclas de flecha ▲ ▼, seleccionar la función deseada. Aceptar con <b>enter</b>	Lo LEVL / <b>Hi LEVL</b>  Símbolo Limit2: 
Tipo de contacto límite 2 (CONTACT)	N/O: normally open (contacto de trabajo) N/C: normalmente cerrado (contacto de reposo) Seleccionar con las teclas de flecha ▲ ▼ . Aceptar con <b>enter</b>	<b>N/O / N/C</b>
Punto de conmutación límite 2 (LEVEL)	Con las teclas de flecha ▲ ▼ ◀ ▶, introducir punto de conmutación. Aceptar con <b>enter</b>	dentro del rango de medición
Histéresis límite 2 (HYSTERESIS)	Con las teclas de flecha ▲ ▼ ◀ ▶, seleccionar histéresis. Aceptar con <b>enter</b>	0...50% del rango de medición
Tiempo de retardo límite 1 (DELAYTIME)	El contacto se activa con retardo (pero se desactiva sin retardo). Con las teclas de flecha ▲ ▼ ◀ ▶, ajustar el tiempo de retardo. Aceptar con <b>enter</b>	0...9999 SEC <b>(0010 SEC)</b>

## Aplicación de la histéresis:

### Límite inferior



### Límite superior



---

## Ámbitos típicos de aplicación

### Regulador P

Aplicación para sistemas controlados integradores (p. ej. contenedores cerrados, procesos de lote).


### Regulador PI

Aplicación para sistemas controlados no integradores (p. ej. alcantarillado).

### Regulador PID

Con el elemento D adicional se pueden regular hasta el máximo rápidamente las crestas que aparezcan.

## Curva del regulador



# Funciones de regulador

## Ecuaciones del regulador

Variable de control Y =

$Y_p$

+

$\frac{1}{T_i} \int Y_p dt$

+

$T_d \frac{dY_p}{dt}$

Acción P

Acción I


Acción D

Acción proporcional $Y_p$	con:	
	$Y_p$	Acción proporcional
	$T_i$	Tiempo de acción integral [s]
	$T_d$	Tiempo de acción derivada [s]
	$K_r$	Ganancia [%]
$Y_p = \frac{\text{Consigna} - \text{Valor medida}}{\text{Constante}} * K_r$	Constante	50% (para % O <sub>2</sub> o % Air) 5,00 mg/l (para mg/l) 5,00 ppm (para ppm)

## Zona muerta

Desviación permitida respecto del valor de consigna.  
Por ejemplo, la entrada "010%" permite una desviación de regulación de ± 5 % respecto del valor de consigna sin que el regulador se active.

## Acción proporcional (pendiente $K_r$ [%])




## Regulador de duración / frecuencia de impulsos

### El regulador de duración de impulsos (PLC)

El regulador de duración de impulsos sirve para la excitación de una válvula como accionador. Conecta el contacto durante un lapso cuya duración depende de la variable de control. La duración del periodo (duración de impulsos, pulse length) es constante. No se baja de la duración de conexión mínima de 0,5 s, aunque la variable de control adopte tales valores ( $Y=0$ : OFF).

### Señal de salida (contacto de conmutación) en el regulador de duración de impulsos




### El regulador de frecuencia de impulsos (PFC)

El regulador de frecuencia de impulsos sirve para la excitación de una válvula como accionador (bomba dosificadora). Varía la frecuencia con la que se conectan los contactos. Se puede programar la frecuencia de impulsos máxima [Imp/min]. Ésta depende del accionador.

La duración de conexión es constante. Se deriva automáticamente de la frecuencia de impulsos máxima programada:


### Señal de salida (contacto de conmutación) en el regulador de frecuencia de impulsos



## Regulador

(descripción ver "Funciones de regulador")






Parámetro. Tipo de regulador. Valor de consigna.



- 1 Pulsar la tecla **menu**.
- 2 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar **CONF**, pulsar **enter**.
- 3 Seleccionar juego de parámetros con las teclas de flecha ◀ ▶, pulsar **enter**.
- 4 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar grupo de menú **REL1/REL2**, pulsar **enter**.
- 5 Para todas las opciones de menú de este grupo de menú se muestra el código "CTR:" en la pantalla. Selección de las opciones de menú con la tecla **enter**, cambiar con las teclas de flecha (ver lado derecho), confirmar (y continuar) con **enter**.
- 6 Terminar: pulsar la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].

5	enter
Uso de los relés	
Seleccionar parámetro	
Tipo de regulador	
Duración de impulso	
Frecuencia de impulso	
Valor de consigna	
Zona muerta	
Regulador: Acción P	
Regulador: Acción I	
Regulador: Acción D	
Comportamiento en HOLD	




Opción de menú	Acción	Selección
Uso de los relés	<p>Seleccionar en la línea de texto con las teclas de flecha ▲ ▼:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regulador (CONTROLLER)</li> </ul> <p>Aceptar con <b>enter</b></p>	<p><b>LIMITS / CONTROLLER</b></p> <p>La selección de CONTROLLER conduce al grupo de menús Regulador CTR.</p>
<p>Seleccionar parámetro</p> 	<p>Con las teclas de flecha ▲ ▼, seleccionar el parámetro deseado.</p> <p>Aceptar con <b>enter</b></p>	<b>OXY/TMP</b>
<p>Tipo de regulador</p> 	<p>Regulador de duración de impulsos (PLC) o regulador de frecuencia de impulsos (PFC)</p> <p>Seleccionar con las teclas de flecha ▲ ▼.</p> <p>Aceptar con <b>enter</b></p>	<b>PLC/PFC</b>
<p>Duración de impulso</p> 	<p>Solo con PLC: Duración de impulso</p> <p>Ajustar con las teclas de flecha ▲ ▼ ◀ ▶.</p> <p>Aceptar con <b>enter</b></p>	<p>0...0600 SEC <b>(0010 SEC)</b></p>
<p>Frecuencia de impulso</p> 	<p>Solo con PFC: Frecuencia de impulso</p> <p>Ajustar con las teclas de flecha ▲ ▼ ◀ ▶.</p> <p>Aceptar con <b>enter</b></p>	<p>0...0180 P/M <b>(0060 P/M)</b></p> <p>(impulsos por minuto)</p>
<p>Valor de consigna</p> 	<p>Ajustar el valor de consigna con las teclas de flecha ▲ ▼ ◀ ▶.</p> <p>Aceptar con <b>enter</b></p>	dentro del rango de medición

## Regulador






(descripción ver "Funciones de regulador")

### Zona muerta. Acciones P, I, D. Comportamiento en HOLD






- 1 Pulsar la tecla **menu**.
- 2 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar **CONF**, pulsar **enter**.
- 3 Seleccionar juego de parámetros con las teclas de flecha ◀ ▶, pulsar **enter**.
- 4 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar grupo de menú **REL1/REL2**, pulsar **enter**.
- 5 Para todas las opciones de menú de este grupo de menú se muestra el código "CTR:" en la pantalla. Selección de las opciones de menú con la tecla **enter**, cambiar con las teclas de flecha (ver lado derecho), confirmar (y continuar) con **enter**.
- 6 Terminar: pulsar la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].

	<b>5</b>	<b>enter</b>
Uso de los relés		
Seleccionar parámetro		
Tipo de regulador		
Duración de impulso		
Frecuencia de impulso		
Valor de consigna		
Zona muerta		
Regulador: Acción P		
Regulador: Acción I		
Regulador: Acción D		
Comportamiento en HOLD		

Opción de menú	Acción	Selección
Zona muerta 	Ajustar la zona muerta con las teclas de flecha ▲ ▼ ◀ ▶.	0...50% del rango de medición
Regulador: Acción P 	Ajustar la acción P con las teclas de flecha ▲ ▼ ◀ ▶.	10...9999% (0100%)
Regulador: Acción I 	Ajustar la acción I con las teclas de flecha ▲ ▼ ◀ ▶.	0...9999 SEC (0000 SEC)
Regulador: Acción D 	Ajustar la acción D con las teclas de flecha ▲ ▼ ◀ ▶.	0...9999 SEC (0000 SEC)
Comportamiento en HOLD 	Con las teclas de flecha ▲ ▼, seleccionar el comportamiento:  Aceptar con <b>enter</b>	<b>Y LAST</b> / Y OFF

## Contacto WASH






### Excitación de sondas de enjuague o señalización del juego de parámetros




- 1 Pulsar la tecla **menu**.
- 2 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar **CONF**, pulsar **enter**.
- 3 Seleccionar juego de parámetros A con las teclas de flecha ◀ ▶, pulsar **enter**.
- 4 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar grupo de menú **WASH**, pulsar **enter**.
- 5 Para todas las opciones de menú de este grupo de menú se muestra el código "WSH:" en la pantalla. Selección de las opciones de menú con la tecla **enter**, cambiar con las teclas de flecha (ver lado derecho). Confirmar (y continuar) con **enter**.
- 6 Terminar: pulsar la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].

5

Función	enter
Intervalo de lavado	↺
Duración de lavado	↺
Tipo de contacto	




Opción de menú	Acción	Selección
<b>Función</b>  	<p>Con las teclas de flecha ▲ ▼, seleccionar la función del contacto WASH.</p> <p>Aceptar con <b>enter</b></p>	<p><b>WASH / PARSET A/B</b></p> <p>WASH: Excitación de sondas de enjuague</p> <p>Si se ha seleccionado PARSET A/B, el contacto señaliza:          "Juego de parámetros A" (contacto abierto)          "Juego de parámetros B" (contacto cerrado)</p>
<b>Intervalo de lavado</b> 	<p>Sólo con WASH:          Ajustar el valor con las teclas de flecha ▲ ▼ ◀ ▶ .</p> <p>Aceptar con <b>enter</b></p>	<p>0.0...999.9 h (<b>000.0 h</b>)</p>
<b>Duración de lavado</b> 	<p>Sólo con WASH:          Ajustar el valor con las teclas de flecha ▲ ▼ ◀ ▶ .</p> <p>Aceptar con <b>enter</b></p>	<p>0...9999 SEC (<b>0060 SEC</b>)</p>
<b>Tipo de contacto</b> 	<p>Sólo con WASH:          N/O: normalmente abierto (contacto de trabajo)          N/C: normalmente cerrado (contacto de reposo)          Con las teclas de flecha ▲ ▼, seleccionar.          Aceptar con <b>enter</b></p>	<p><b>N/O / N/C</b></p>



# Configuración

## Hora y fecha

### Denominación del punto de medición



- 1 Pulsar la tecla **menu**.
- 2 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar **CONF**, pulsar **enter**.
- 3 Seleccionar juego de parámetros A con las teclas de flecha ◀ ▶, pulsar **enter**.
- 4 Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar el grupo de menús **CLOCK** o **TAG**, pulsar **enter**.
- 5 Para todas las opciones de menú de este grupo de menú se muestra el código "CLK:" o "TAG" en la pantalla.  
Selección de las opciones de menú con la tecla **enter**, cambiar con las teclas de flecha (ver lado derecho).  
Confirmar (y continuar) con **enter**.
- 6 Terminar: pulsar la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].

5

Formato de la hora	enter
Hora	
Día y mes	
Año	
Denominación del punto de medición	

## Horas y fecha

La hora y la fecha del reloj de tiempo real incorporado constituyen la base para el control de ciclos de calibración y limpieza.

En el modo de medición se muestra el reloj en la pantalla.

En el caso de los sensores digitales se escriben los datos de calibración en el cabezal del sensor.

Además, las entradas del diario de registro (v. diagnóstico) están provistas de un timbre cronométrico.

### Nota:

- En caso de interrupción prolongada de la energía auxiliar (> 5 días), la hora aparece en pantalla con unos guiones y no es válida para procesarse en el aparato. En ese caso, introduzca la hora correcta.
- No se produce ningún cambio de horario de invierno a horario de verano. Por lo tanto, debe cambiarse manualmente.

## Denominación del punto de medición ("TAG")


En la línea inferior de la pantalla puede asignar un nombre al punto de medición. Son posibles hasta 32 caracteres.

Pulsando (varias veces) la tecla **meas** en el modo de medición se puede mostrar la denominación del punto de medición.

El "TAG" como parte de la configuración del aparato se puede extraer por lectura mediante IrDA.

La denominación normalizada resulta útil, p. ej., para volver a asignar correctamente un aparato al montarlo tras una reparación.

5


Opción de menú	Acción	Selección
Denominación del punto de medición 	Con las teclas de flecha ▲ ▼, seleccionar letra/cifra/signo, con las teclas de flecha ◀ ▶, cambiar a la posición siguiente.  Aceptar con <b>enter</b>	A...Z, 0...9, - + < > ? / @  Los primeros 10 caracteres se representan en la pantalla sin desplazamiento horizontal

# Sensores digitales


---

## Servicio

El aparato solo pasa al modo de medición si el sensor Memosens está conectado y apto para el funcionamiento (Sensoface está sonriente):








De lo contrario, se emite un mensaje de error. Se muestra el símbolo **info**; con las teclas de flecha ◀ ▶ se puede leer el texto de error en la línea inferior. Sensoface está triste (v. lista de mensajes de error y Sensoface en el Apéndice):







## Conexión de sensores digitales

Paso	Acción / Pantalla	Observación
Enchufar sensor		Antes de que se conecte un sensor Memosens aparece el mensaje de error "NO SENSOR" en la pantalla
Espere hasta que se muestren los datos del sensor.		En la pantalla parpadea el reloj de arena.
Comprobar datos del sensor	 Con las teclas de flecha ◀ ▶, mostrar informaciones del sensor, confirmar con <b>enter</b> .	El color de la pantalla cambia a <b>verde</b> .  Sensoface está alegre si los datos del sensor son correctos.
Pasar el modo de medición	Pulsar la tecla <b>meas</b> , <b>info</b> o <b>enter</b>	El aparato vuelve automáticamente al modo de medición al cabo de 60 s (tiempo de espera).
<b>Posibles mensajes de error</b>		
Sensor ISM desvalorizado. Sustituir el sensor		Si aparece este mensaje de error, ya no se puede volver a utilizar el sensor. Sensoface está triste.
Fallo del sensor. Sustituir el sensor		Si aparece este mensaje de error, no se puede utilizar el sensor. Sensoface está triste.

## Cambio de sensor

El cambio de sensores es conveniente realizarlo siempre en el estado HOLD, a fin de evitar reacciones imprevistas de las salidas y los contactos. El cambio puede realizarse también durante la calibración, si el sensor nuevo se ha de calibrar en ese momento.

Paso	Acción / Pantalla	Observación
Seleccionar estado HOLD	Cargar el menú de selección con la tecla <b>menu</b> , seleccionar HOLD con la tecla de flecha ◀ ▶, confirmar con <b>enter</b> .	A continuación, el aparato se encuentra en el estado HOLD. Alternativamente, el estado HOLD se puede activar también externamente mediante la entrada HOLD. Durante HOLD, la corriente de salida está congelada en el último valor o ajustada a un valor fijo.
Desenchufar y desmontar el sensor antiguo		
Montar y enchufar el sensor nuevo.		Los mensajes temporales que aparecen con el cambio se muestran en la pantalla, pero no se emiten en el contacto de alarma y no se incorporan en el diario de registro.
Espere hasta que se muestren los datos del sensor.		

Paso	Acción / Pantalla	Observación
Comprobar datos del sensor	 <p>Con las teclas de flecha ◀ ▶, mostrar informaciones del sensor, confirmar con <b>enter</b>.</p>	Se pueden mostrar el fabricante y el tipo de sensor, así como la última fecha de calibración.
Controlar valores de medición		
Abandonar HOLD	Pulsar <b>meas</b> brevemente: retorno al menú de selección, pulsación prolongada de <b>meas</b> : el aparato pasa al modo de medición	En el diario de registro ampliado se registra el cambio de sensor.

# Calibración

Mediante la calibración, el aparato se adapta a las propiedades individuales del sensor.

Siempre es recomendable una calibración al aire.

El aire es, en comparación con el agua, un medio de calibración fácilmente manipulable, estable y, por ende, seguro. Sin embargo, suele ser preciso desmontar el sensor para efectuar una calibración al aire.

En procesos biotecnológicos que transcurren en condiciones estériles no es posible desmontar el sensor para la calibración. En este caso, es preciso calibrar directamente en el medio (p. ej. tras la esterilización con alimentación de aire de gaseado).

En la práctica se ha observado que, p. ej. en la biotecnología, a menudo se mide la saturación y, por motivos de esterilidad, es preciso calibrar en el medio.

En cambio, en otras aplicaciones en las que se mide la concentración (aguas residuales, etc.) es preferible calibrar al aire.

## Nota:

- Los procesos de calibración deben ser realizados exclusivamente por personal especializado. Unos parámetros incorrectamente ajustados pueden pasar inadvertidos, pero alteran las propiedades de medición.
- Si está prescrita una calibración de 2 puntos, entonces se deberá realizar la calibración del punto cero antes de la calibración de pendiente.

## Combinación de parámetro / modo de calibración utilizada a menudo

Parámetro		Calibración	Valor prefijado humedad rel.	Valor prefjado presión cal.
Saturación (%)	SAT	Aire	100 %	Presión de proceso
Concentración (mg/l, ppm)	Conc	Aire	50 %	1,013 bar

A continuación se describen los procesos de calibración para estas dos frecuentes áreas de aplicación. Naturalmente, es posible adoptar otras combinaciones de parámetro y medio de calibración.

## Seleccionar modo de calibración

---

Mediante la calibración se adapta el aparato a las propiedades individuales del sensor punto cero y pendiente.

La calibración se puede proteger mediante un Passcode (menú SERVICE).

En el menú de calibración se selecciona primero el modo de calibración:

---

CAL_WTR /	Calibración en agua saturada de aire / al aire
CAL_AIR	(según configurado)
<hr/>	
CAL_ZERO	Calibración del punto cero
<hr/>	
P_CAL	Calibración del producto (cal. por extracción de muestra)
<hr/>	
CAL-RTD	Ajuste de la sonda de temperatura

---

## Calibración del punto cero

---

Los sensores Memosens poseen una corriente de punto cero muy reducida. En consecuencia, la calibración del punto cero solo es recomendable para mediciones de trazas de oxígeno.







Si no se realiza una calibración del punto cero, es conveniente que se mantenga el sensor como mínimo 10...30 min. en el medio de calibración, a fin de obtener valores lo más estables y exentos de deriva que sea posible.

Durante la calibración del punto cero, el aparato no realiza ningún control de deriva. La corriente nula de un sensor funcional es claramente inferior al 0,5% de la corriente de aire.

La indicación (abajo el valor medido, arriba el valor introducido) permanece hasta que se introduce una corriente de entrada para el punto cero.

En caso de medición en un medio libre de oxígeno se puede adoptar directamente la corriente indicada.

## Calibración del punto cero

Pantalla	Acción	Observación
	Seleccionar calibración, continuar con <b>enter</b>	
	Listo para la calibración. El reloj de arena parpadea. Sumergir el sensor en el medio libre de oxígeno.	Indicación (3 s) A partir de ahora, el equipo se encuentra en el estado HOLD.
	Pantalla principal: Corriente nula; adoptar este valor con <b>enter</b> o corregirlo con <b>flechas</b> , y a continuación adoptarlo con <b>enter</b> . Pantalla inferior: corriente de sensor medida actualmente	
	Indicación pendiente Indicación nueva corriente nula Terminar la calibración con la tecla <b>enter</b> , reintroducir el sensor en el proceso	Indicador Sensoface
	En valor de oxígeno se muestra en la pantalla principal, "enter" parpadea. Terminar Hold con <b>enter</b> .	Calibrar de nuevo: seleccionar REPEAT, Pulsar la tecla <b>enter</b> .
	Despedida con <b>enter</b> .	Tras finalizar la calibración, las salidas aún permanecen en el estado HOLD durante un breve espacio de tiempo.

# Calibración del producto

## Calibración por extracción de muestra




Durante la calibración del producto, el sensor permanece en el medio a medir. El proceso de medición se interrumpe ahora brevemente.

**Proceso:** Durante la toma de muestras se almacena en el aparato el valor de medición actual. El aparato vuelve inmediatamente al modo de medición.







La barra de estado [cal] parpadea y le recuerda que el proceso de calibración aún no ha concluido. El valor comparativo se determina in situ, p. ej. en derivación mediante un instrumento de medición portátil a pilas.

A continuación se introduce este valor en el aparato. A partir de ambos valores (valor de medición almacenado y valor comparativo), el aparato determina de nuevo la pendiente o el punto cero. El aparato reconoce automáticamente por la magnitud del valor de medición si se deben calcular de nuevo la pendiente o el punto cero (por encima de aprox. 5% índice de saturación se calcula la pendiente; por debajo de este valor se calcula el punto cero).

Si la muestra no es válida, se puede adoptar en lugar del valor comparativo el valor de medición almacenado durante la toma de muestra. De este modo permanecen almacenados los valores de calibración antiguos. A continuación, puede procederse a una nueva calibración del producto. A continuación se describe la calibración del producto con corrección de la pendiente; la calibración del producto con corrección del punto cero transcurre de forma análoga.







Pantalla	Acción	Observación
	Seleccionar calibración, seleccionar calibración del producto P-CAL. Continuar con <b>enter</b> .	
	Listo para la calibración. El reloj de arena parpadea.	Indicación (3 s) A partir de ahora, el equipo se encuentra en el estado HOLD.
	Extracción de muestra y almacenamiento del valor. Continuar con <b>enter</b> .	A continuación, se puede medir la muestra. Si ya se dispone del valor, se pasa directamente con <b>info+enter</b> al segundo paso









Pantalla	Acción	Observación
	El equipo regresa al modo de medición.	Mediante el parpadeo de la barra de estado CAL se indica que la calibración del producto aún no ha concluido.
	Calibración del producto <b>2º paso:</b> Cuando se dispone del valor de la muestra, se accede de nuevo a la calibración del producto.	Indicación (3 s) A partir de ahora, el equipo se encuentra en el estado HOLD.
	Se muestra el valor almacenado (parpadea) y se puede sobrescribir con el valor de laboratorio. Continuar con <b>enter</b> .	
	Indicación de la nueva pendiente y del punto cero. Sensoface está activo.  Continuar con <b>enter</b> .	Referido a 25 °C y 1013 mbar
	Indicación del nuevo valor Oxy. Sensoface está activo. Terminar la calibración: seleccionar MEAS, <b>enter</b>	Repetir la calibración: seleccionar REPEAT, después <b>enter</b>
	Termina la calibración	Tras finalizar la calibración, las salidas aún permanecen en el estado HOLD durante un breve espacio de tiempo.

# Calibración de pendiente (medio: agua)



(saturada de aire)






Pantalla	Acción	Observación
	Seleccionar calibración (SLOPE). Sumergir el sensor en el medio de calibración, empezar con <b>enter</b>	En la configuración se ajusta "Medium water" o "Medium air" (medio agua / aire).
	Introducción de la presión de calibración  Continuar con <b>enter</b> .	Valor prefijado: <b>1.000 bar</b> Unidad bar / kPa / PSI
	Control de deriva: Indicación de: corriente de sensor (nA), tiempo de respuesta (s), temperatura (°C/°F)	El aparato pasa al estado HOLD.  El control de deriva puede durar cierto tiempo.
	Indicación de los datos de calibración (pendiente y punto cero) y Sensoface  Continuar con <b>enter</b> .	Referido a 25 °C y 1013 mbar
	Indicación de los valores de medición de los parámetros seleccionados. Terminar la calibración: seleccionar MEAS con ◀ ▶, después <b>enter</b>	Repetir la calibración: Seleccionar REPEAT con ◀ ▶, después <b>enter</b>
	Reintroducir el sensor en el proceso. Termina la calibración	Tras finalizar la calibración, las salidas aún permanecen en el estado HOLD durante un breve espacio de tiempo.

## Calibración de pendiente (medio: aire)


Pantalla	Acción	Observación
	Seleccionar calibración. Exponer el sensor al aire, empezar con <b>enter</b> El aparato pasa al estado HOLD.	En la configuración se ajusta "Medium water" o "Medium air" (medio agua / aire).
	Introducción de la hu- medad relativa con las <b>flechas</b>  Continuar con <b>enter</b> .	Valor prefijado para la humedad relativa en el aire: rH = 50%
	Introducción de la presión de calibración con las <b>flechas</b> Continuar con <b>enter</b> .	Valor prefijado: <b>1.000 bar</b> Unidad bar / kPa / PSI
	Control de deriva: Indicación de: corriente de sensor (nA), tiempo de respuesta (s), temperatura (°C/°F) Continuar con <b>enter</b> .	El control de deriva puede tardar algunos minutos.
	Indicación de los datos de calibración (pendiente y punto cero). Continuar con <b>enter</b>	
	Indicación de los valo- res de medición en los parámetros configurados (aquí: % vol.). El aparato aún se encuentra en el estado HOLD: Montar el sensor y comprobar si la medición es correcta. MEAS finaliza la calibra- ción, REPEAT permite la repetición.	Tras finalizar la cali- bración, las salidas aún permanecen en el estado HOLD durante un breve espacio de tiempo.

# Compensación de la sonda de temperatura

Pantalla	Acción	Observación
	Seleccionar CAL_RTD. Continuar con <b>enter</b> .	¡Unos parámetros incorrectamente ajustados alteran las propiedades de medición!
	Determinar la temperatura del medio de medición con un termómetro externo.	Indicación (3 s) A partir de ahora, el equipo se encuentra en el estado HOLD.
	Introducción del valor de temperatura determinado. Diferencia máxima: 10 K. Continuar con <b>enter</b> .	Indicación de la temperatura real (sin cálculo) en la pantalla inferior.
	Se indica el valor corregido de la temperatura. Sensoface está activo. Terminar la calibración: seleccionar MEAS, después <b>enter</b> Repetir la calibración: seleccionar REPEAT, después <b>enter</b>	Tras finalizar la calibración, las salidas aún permanecen en el estado HOLD durante un breve espacio de tiempo.
	Una vez finalizada la calibración, el aparato cambia a la indicación de valor de medición.	

Pantalla	Observación
	El aparato se conmuta al estado de medición desde los menús de configuración y calibración con <b>meas</b> . (tiempo de espera hasta la estabilización del valor de medición aprox. 20 s)
o AM/PM y °F:	En el modo de medición, la pantalla principal muestra el parámetro configurado (Oxy [%] o temperatura); la pantalla auxiliar, la hora y el segundo parámetro configurado (Oxy [%] o temperatura); la barra de estado [meas] está activada y se señala el juego de parámetros activo (A/B).
	
Con la tecla <b>meas</b> puede cargar las siguientes representaciones de pantalla de forma consecutiva. Al cabo de 60 s sin manejo, el aparato regresa a la indicación estándar (MAIN DISPLAY).	
	1) Selección del juego de parámetros (si en la configuración se conmuta a "manual"). Con las flechas ◀ ▶ se señalizan los juegos de parámetros deseados (PARSET A o PARSET B parpadea en la línea inferior de la pantalla), se selecciona con <b>enter</b> .
	Otras representaciones de pantalla (siempre con <b>meas</b> )
	2) Indicación Denominación de los puntos de medición ("TAG") 3) Indicación de hora y fecha

# Medición

Pantalla	Observación
Con el regulador activado, puede ver además las siguientes representaciones de pantalla de forma consecutiva con la tecla <b>meas</b> . Al cabo de 60 s sin manejo, el aparato regresa a la indicación estándar.	
	Pantalla principal: variable de control Y Pantalla inferior: valor de consigna (Set Point) Según el ajuste previo en la configuración %, mg/l, ppm o temperatura.

**Nota:**

- En caso de interrupción prolongada de la energía auxiliar (> 5 días), la hora aparece en pantalla con unos guiones y no es válida para procesarse en el aparato. En ese caso, introduzca la hora correcta.


En el modo de diagnóstico pueden cargar, sin interrupción de medición, las siguientes opciones de menú:







CALDATA	Examinar datos de calibración
SENSOR	Examinar datos del sensor
SELFTEST	Activar la autoverificación del aparato
LOGBOOK	Indicar entradas en el diario de registro
MONITOR	Indicar valores de medición actuales
VERSION	Indicar tipo de aparato, versión de software, número de serie

El modo de diagnóstico se puede proteger mediante un Passcode (menú SERVICE).

## Nota:



¡En el modo de diagnóstico no está activo HOLD!






Acción	Tecla	Observación
Activar diagnóstico		Cargar el menú de selección con la tecla <b>menu</b> (el color de la pantalla cambia a turquesa). Seleccionar DIAG con ◀ ▶ , confirmar con <b>enter</b>
Seleccionar opción diagnóstico		Con las teclas de flecha ◀ ▶ , decidir de la siguiente selección: CALDATA SENSOR SELFTEST LOGBOOK MONITOR VERSION Para el manejo ulterior, véanse las páginas siguientes
Terminar	<b>meas</b>	Terminar con <b>meas</b>

Pantalla	Opción de menú
	<b>Indicación de los datos de calibración actuales</b> Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar CALDATA, confirmar con <b>enter</b> . Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar en la línea de texto inferior (LAST_CAL ZERO SLOPE NEXT_CAL). La magnitud seleccionada se muestra automáticamente en la pantalla principal.
	
	
	
	Retornar a medición con <b>meas</b> .
	<b>Indicación de los datos del sensor</b> En el caso de sensores analógicos se indica el tipo; en el caso de sensores digitales, tipo, número de serie y última fecha de calibración, así como el desgaste. Sensoface está siempre activo.  Indicación de los datos con las teclas de flecha ◀ ▶, retroceder con <b>enter</b> o <b>meas</b> .



Pantalla	Opción de menú
	<b>Autoverificación del aparato</b> (es posible una interrupción en cualquier momento con <b>meas</b> .)
	<b>1 Test de pantalla:</b> Indicación de todos los segmentos con alternancia de los tres colores de fondo blanco / verde / rojo. Continuar con <b>enter</b>
	<b>2 Test RAM:</b> El reloj de arena parpadea, al final --PASS-- o --FAIL-- Continuar con <b>enter</b>
	<b>3 Test EEPROM:</b> El reloj de arena parpadea, al final --PASS-- o --FAIL-- Continuar con <b>enter</b>
	<b>4 Test FLASH:</b> El reloj de arena parpadea, al final --PASS-- o --FAIL-- Continuar con <b>enter</b>
	<b>5 Test de módulo:</b> El reloj de arena parpadea, al final --PASS-- o --FAIL-- Retorno al modo de medición con <b>enter</b> o <b>meas</b>

Pantalla	Opción de menú
	<p><b>Indicación de las entradas en el diario de registro</b></p> <p>Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar LOGBOOK; confirmar con <b>enter</b>.</p> <p>Con las teclas de flecha ▲ ▼, puede hojear hacia delante y hacia atrás en el diario de registro (entradas -00-...-99-), siendo -00- la última entrada.</p> <p>Si la pantalla se encuentra en fecha / hora, con ▲ ▼ se puede buscar una fecha determinada. A continuación, con las teclas de flecha ◀ ▶ puede cargar el texto de mensaje correspondiente.</p> <p>Si la pantalla se encuentra en el texto de mensaje, con ▲ ▼ se puede buscar un mensaje determinado. A continuación, con las teclas de flecha ◀ ▶ puede señalar la fecha y la hora.</p> <p>Retornar a medición con <b>meas</b>.</p>
	<p><b>Diario de registro ampliado / Audit Trail (mediante TAN)</b></p> <p>Con las teclas de flecha ▲ ▼, puede hojear hacia delante y hacia atrás en el diario de registro ampliado (entradas -000-...-199-), siendo -000- la última entrada.</p> <p><b>En la pantalla: CFR</b></p> <p>Con Audit Trail se señalizan además cargas de funciones (CAL CONFIG SERVICE), algunos mensajes de Sensoface (temporizador de calibración, desgaste), así como la apertura de la carcasa.</p>

Pantalla	Opción de menú
	<p><b>Indicación de los valores de medición en curso (control sensor)</b></p> <p>Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar MONITOR; confirmar con <b>enter</b>.</p> <p>Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar en la línea de texto inferior: I-OXY, I-INPUT, OPERATION TIME, SENSOR WEAR. La magnitud seleccionada se muestra automáticamente en la pantalla principal.</p> <p>Retornar a medición con <b>meas</b>.</p>
<p>Ejemplos de indicación:</p>  	<p>Indicación del valor de medición directo (sirve para la validación, el sensor se puede cargar, p. ej., con soluciones de calibración, o el aparato se comprueba con un simulador)</p> <p>Indicación del tiempo de funcionamiento del sensor</p>
	<p><b>Indicación desgaste del sensor</b> (solo Memosens)</p> <p>Si está activado Sensocheck, Sensoface recuerda con la información "Sensor wear - change membrane and electrolyte" que se ha de realizar un cambio de electrolito / membrana. Después de confirmarse el control en el nivel de servicio se restaura el desgaste del sensor.</p>
	<p><b>Versión</b></p> <p>Indicación <b>tipo de aparato, versión de software / hardware y número de serie</b> para todos los componentes del aparato.</p> <p>Con las teclas de flecha ▲ ▼ se puede conmutar entre versión de software y de hardware. Continuar con <b>enter</b> al siguiente componente del aparato.</p>




# Servicio




En el modo de servicio se pueden cargar las siguientes opciones de menú:






MONITOR	Indicar valores de medición actuales
SENSOR	Indicación de los datos de sensor, en caso de MEMOSENS también reposición del contador de desgaste del sensor tras el cambio de electrolito / membrana
OUT1	Comprobar salida de corriente 1
OUT2	Comprobar salida de corriente 2
RELAIS	Comprobar la función de los 4 relés
CONTROL	Comprobar la función del regulador
IRDA	Autorizar la interfaz IrDA y comunicar a través de ella
CODES	Asignar o cambiar Passcodes
DEFAULT	Restaurar el aparato a los ajustes de fábrica
OPTION	Habilitar opciones a través de TAN.

**Nota:**

¡En el modo de servicio está activo HOLD!





























































Acción	Tecla / pantalla	Observación
Activar servicio	 menu	Cargar el menú de selección con la tecla <b>menu</b> . Seleccionar SERVICE con ◀ ▶, confirmar con <b>enter</b>
Código de acceso		Introducir Passcode "5555" para el modo de servicio con las teclas de flecha ▲ ▼ ◀ ▶.  Confirmar con <b>enter</b> .
Indicaciones		En el modo de servicio se señalizan los siguientes símbolos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Triángulo HOLD</li><li>• Servicio (llave de tornillos)</li></ul>
Terminar	<b>meas</b>	Terminar con <b>meas</b>

Opción de menú	Observación
	<p><b>Indicación de los valores de medición en curso (control sensor) con el estado HOLD activo simultáneamente:</b></p> <p>Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar MONITOR; confirmar con <b>enter</b>.</p> <p>Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar magnitud en la línea de texto inferior:</p> <p>La magnitud seleccionada se muestra automáticamente en la pantalla principal.</p> <p>Como el aparato se encuentra en estado HOLD, se pueden realizar validaciones con ayuda de simuladores sin que ello afecte a las salidas de señal.</p> <p>Retorno al menú de servicio, pulse <b>meas</b> por más de 2 s.</p> <p>Volver a Medición: pulsar de nuevo <b>meas</b>.</p>
	<p><b>Especificación corriente de salidas 1 y 2:</b></p> <p>Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar OUT1 u OUT2, confirmar con <b>enter</b>.</p> <p>Con las teclas de flecha ▲ ▼ ◀ ▶ especificar un valor de corriente válido para la salida correspondiente.</p> <p>Confirmar con <b>enter</b></p> <p>En la línea inferior derecha se muestra la corriente de salida efectiva para su control.</p> <p>Finalizar con <b>enter</b> o <b>meas</b>.</p>
	<p><b>Verificación del relé (verificación manual de los contactos):</b></p> <p>Con las teclas de flecha ◀ ▶, seleccionar RELAIS; confirmar con <b>enter</b>.</p> <p>Se "congela" ahora el estado de los 4 relés. Los 4 caracteres de la pantalla principal simbolizan los estados de relé (de izquierda a derecha: REL1, REL2, ALARM, WASH); el seleccionado en ese instante parpadea.</p> <p>Selecione con la teclas de flecha ◀ ▶ uno de los 4 relés; con las teclas de flecha ▲ ▼, cierre (1) o abra (0).</p> <p>Finalice con <b>enter</b>. Los relés se reajustan de acuerdo con el valor de medición.</p> <p>Retornar a medición con <b>meas</b>.</p>

Opción de menú	Observación
<div></div> <div><p><b>Curva del regulador</b></p><p>Las flechas indican el relé (válvula) activo:</p><p>▲ Relé 2 activo (val. medido &gt; consigna)</p><p>▼ Relé 1 activo (val. medido &lt; consigna)</p></div>	<p><b>Verificación del regulador (introducción manual de la variable de control):</b></p> <p>Esta función sirve para iniciar circuitos de regulación o para verificar los accionadores.</p> <p>La conmutación a funcionamiento automático (abandono de esta función) se produce sin perturbaciones si se ha configurado una acción I (tiempo de acción integral).</p> <p>La pantalla inferior indica la variable de control Yp ajustada.</p> <p>Especificar un nuevo valor para la variable de control Yp: Con las teclas de flecha ◀ ▶ ◀ ▶ , introduzca signo y valor en la pantalla principal; acepte con <b>enter</b>.</p> <p>El nuevo valor se incorpora a la pantalla inferior.</p> <p>Retorno al menú de servicio: pulsar <b>meas</b>. Volver a Medición: pulse más de 2 s <b>meas</b>.</p> <p>Variable de control -100...0%      Relé 2 activo</p> <p>Variable de control 0...+100% Relé 1 activo</p>
<div></div> <div> </div>	<p><b>Comunicación IrDA:</b></p> <p>Con las teclas de flecha ◀ ▶ , seleccionar IRDA, confirmar con <b>enter</b>.</p> <p>Con la comunicación IrDA activada, el aparato permanece en estado HOLD por motivos de seguridad. El manejo ulterior tiene lugar por medio de IrDA.</p> <p>Terminar la comunicación con <b>meas</b>.</p> <p><b>Excepción: Actualización de Firmware (¡no se puede interrumpir!)</b></p>







Opción de menú	Observación
	<p><b>Establecer Passcode:</b></p> <p>En el menú "SERVICE - CODES" se pueden establecer Passcodes para el acceso a los modos de funcionamiento DIAG, HOLD, CAL, CONF y SERVICE (ya preajustado a 5555).</p> <p><b>En caso de pérdida del Passcode de servicio</b> se puede solicitar al fabricante un "Ambulance-TAN", indicando el número de serie del aparato.</p> <p>Para la introducción del "Ambulance-TAN" se carga la función de Servicio con el Passcode 7321. Tras introducir correctamente el "Ambulance-TAN", el aparato notifica durante unos 4 s "PASS" y restaura el Passcode de servicio a 5555.</p>
	<p><b>Restauración del ajuste de fábrica:</b></p> <p>En el menú "SERVICE - DEFAULT" se puede restaurar el preajuste de fábrica del aparato.</p> <p><b>¡Atención!</b></p> <p>¡Después de la reposición al preajuste de fábrica, el aparato debe configurarse de nuevo completamente, incluido el parámetro sensor!</p>
	<p><b>Solicitar opción:</b></p> <p>Debe comunicar al fabricante el número de serie y la versión de hardware / software del aparato.</p> <p>Encontrará la información en el menú Diagnóstico / Versión. El número de transacción (TAN) que se le entrega a continuación solo es válido para el aparato con el número de serie correspondiente.</p> <p><b>Habilitación de opciones:</b></p> <p>Las opciones se entregan con un "Número de transacción" (TAN). Para habilitar la opción, debe introducir este TAN y confirmarlo con <b>enter</b>.</p>
	<p><b>Sensor: Reposición del contador de desgaste</b></p> <p>Si en el caso del sensor OXY se cambia el electrolito o la membrana, se puede restaurar el contador de desgaste del sensor.</p> <p>Está preajustado "NO". El contador de desgaste no se restaura hasta después de introducir "YES" y <b>enter</b>.</p>

# Estados de funcionamiento

Estado de funcionamiento	OUT 1	OUT 2	REL 1/2 (Limit)	REL 1/2 (Control)	Contacto ALARM	Contacto WASH	Time out
Medición							-
DIAG							60 s
CAL_ZERO Cero							no
CAL_SLOPE Pendiente							no
P_CAL Cal. producto S1							no
P_CAL Cal. producto S2							no
CAL_RTD Reglaje Temp.							no
CONF_A ParSet A							20 min
CONF_B ParSet B							20 min
SERVICE MONITOR							20 min
SERVICE 5555 MONITOR							20 min
SERVICE OUT 1							20 min
SERVICE OUT 2							20 min
SERVICE RELAIS							20 min
SERVICE CONTROL							20 min
SERVICE IRDA							20 min



## Estados de funcionamiento

Estado de funcionamiento	OUT 1	OUT 2	REL 1/2 (Limit)	REL 1/2 (Control)	Contacto ALARM	Contacto WASH	Time out
SERVICE CODES							20 min
SERVICE DEFAULT							20 min
SERVICE OPTION							20 min
Func. limpieza							no
Entrada HOLD							no

Explicación:



según la configuración (Last/Fix o Last/Off)



activo



manual

# Gama de productos y accesorios

## Código de pedido Stratos Pro A 4...

						Canal 1	Canal 2	TAN		
<b>Ejemplo</b>	A	4	0	1	N	-	PH	/	0	
4 conductores / 20...254 V CA/CC	A	4								B,C,E
<b>Comunicación</b>										
sin (HART reequipable por TAN)			0							A
<b>Número de versión</b>										
Versión				1						
<b>Certificaciones</b>										
Seguridad general					N					
ATEX / IECEx / FM / CSA Zone 2 / CI 1 Div 2					B					
<b>Canal de medición 1 / Canal de medición 2</b>										
Memosens pH (redox)				Digital		MSPH		0		
Memosens pH (redox) / pH (redox)				Digital		MSPH		MSPH		
Memosens pH (redox) / Oxy				Digital		MSPH		MSOXY		
Memosens COND				Digital		MSCOND		0		
Memosens COND / COND				Digital		MSCOND		MSCOND		
Memosens Oxy				Digital		MSOxy		0		
COND doble (2 x 2 polos analógicos)				Módulo		CC		0		
Valor pH / redox (ISM digital: TAN)				Módulo		PH		0		F
Conductividad 2/4 polos				Módulo		COND		0		
Conductividad inductiva				Módulo		CONDI		0		
Oxígeno (ISM digital / trazas: TAN)				Módulo		OXY		0		D, F
<b>Opciones TAN</b>										
HART						SW-A001				(A)
Diario de registro						SW-A002				(B)
Diario de registro ampliado (Audit Trail)						SW-A003				(C)
Medición de trazas de oxígeno						SW-A004				(D)
Entrada de corriente + 2 entradas digitales						SW-A005				(E)
ISM digital						SW-A006				(F)
<b>Accesorios de montaje</b>										
Kit de montaje en tubo						ZU 0274				
Cubierta protectora						ZU 0737				
Kit de montaje en panel						ZU 0738				

<b>Entrada OXY</b>	Entrada para sensores Memosens	
Modos de servicio	GAS	Medición en gases
	DO	Medición en líquidos
	Medición de temperatura	-20 ... 150 °C
<b>Gamas de indicación</b> Estándar	Saturación (-10... 80 °C)	0,0 ... 600,0 %
	Concentración (-10 ... 80 °C)	0,00 ... 99,99 mg/l
	(Oxígeno disuelto)	0,00 ... 99,99 ppm
	Concentración por volumen en gas	0,00 ... 99,99% vol.
<b>Gamas de indicación</b> Trazas (se requiere TAN)	Saturación (-10... 80 °C)	0,000 ... 150,0 %
	Concentración (-10 ... 80 °C)	0000 ... 9999 µg/l / 10,00 ... 20,00 mg/l
	(Oxígeno disuelto)	0000 ... 9999 ppb / 10,00 ... 20,00 ppm
	Concentración por volumen en gas	0000 ... 9999 ppm / 1,000 ... 50,00% vol.
<b>Corrección de entrada</b>	Corrección de presión *)	0,000 ... 9,999 bar / 999,9 kPa / 145,0 PSI manual o por medio de la entrada de corriente 0(4) ... 20 mA
	Corrección sal	0,0 ... 45,0 g/kg
<b>Adaptación del sensor *)</b>		
Modos de funcionamiento *)	AIR Calibración automática al aire	
	WTR Calibración automática en agua saturada de aire	
	Calibración del producto	
	Calibración del punto cero	
Gama de calibración Estándar	Punto cero (Zero)	± 2 nA
	Pendiente (Slope)	25 ... 130 nA (a 25 °C, 1013 mbar)
Gama de calibración Trazas	Punto cero (Zero)	± 2 nA
	Pendiente (Slope)	200 ... 550 nA (a 25 °C, 1013 mbar)
Temporizador de calibración *)	Intervalo especificado 0000 ... 9999 h	
Corrección de presión *)	manual 0,000 ... 9,999 bar / 999,9 kPa / 145,0 PSI	
<b>Sensocheck / Sensoface</b>	Proporciona información sobre el estado del sensor Evaluación de punto cero / pendiente, tiempo de respuesta, intervalo de calibración, desgaste, desconectable	

# Datos técnicos

Entrada I (TAN)	Entrada de corriente 0/4 ... 20 mA / 50 Ω para la compensación de presión externa		
Inicio / fin de medición	Configurable 0 ... 9,999 bar		
Curva	Lineal		
Precisión <sup>1,3)</sup>	< 1% del valor de corriente + 0,1 mA		
Entrada HOLD	Aislada galvánicamente (OPTO-acoplador)		
Función	Conmuta el aparato al estado HOLD		
Tensión de activación	0 ... 2 V (CA/CC)		HOLD inactivo
	10 ... 30 V (CA/CC)		HOLD activo
Entrada CONTROL	Aislada galvánicamente (OPTO-acoplador)		
Función	Conmutación juego de parámetros A/B o medición del caudal (FLOW)		
Juego de parámetros A/B	Entrada de conmutación	0 ... 2 V (CA/CC) 10 ... 30 V (CA/CC)	Juego de parámetros A Juego de parámetros B
FLOW	Entrada de impulsos para medición del caudal 0 ... 100 impulsos/s		
Mensaje	por encima de 22 mA, contacto de alarma o contactos de límite		
Indicación	00,0 ... 99,9 l/h		
Salida 1	0/4 ... 20 mA, máx. 10 V, flotante (unida galvánicamente a salida 2)		
Parámetro <sup>*)</sup>	Saturación de O <sub>2</sub> / concentración de O <sub>2</sub> / temperatura		
Curva	Lineal		
Sobregama <sup>*)</sup>	Señal 22 mA en caso de mensajes de error		
Filtro de salida <sup>*)</sup>	Filtro PT <sub>1</sub> , constante de filtro 0 ... 120 s		
Precisión <sup>1)</sup>	< 0,25% del valor de corriente + 0,025 mA		
Inicio / fin de medición <sup>*)</sup>	Configurable dentro del rango de medición elegido		
Margen de medición mín.	Estándar: 5% / 0,5 mg/l (ppm) / 2% vol. Trazas: 0,2% / 20 µg/l (ppb) / 100 ppm Temperatura: 20 K / 36 °F		

<b>Salida 2</b>	0/4 ... 20 mA, máx. 10 V, flotante (unida galvánicamente a salida 1)	
Parámetro <sup>*)</sup>	Saturación de O <sub>2</sub> / concentración de O <sub>2</sub> / temperatura	
Curva	Lineal	
Sobregama <sup>*)</sup>	Señal 22 mA en caso de mensajes de error	
Filtro de salida <sup>*)</sup>	Filtro PT <sub>1</sub> , constante de filtro 0 ... 120 s	
Precisión <sup>1)</sup>	< 0,25% del valor de corriente + 0,025 mA	
Inicio / fin de medición <sup>*)</sup>	Configurable dentro del rango de medición elegido	
Margen de medición mín.	Estándar: 5% / 0,5 mg/l (ppm) / 2% vol. Trazas: 0,2% / 20 µg/l (ppb) / 100 ppm Temperatura: 20 K / 36 °F	
<b>Contacto de alarma</b>	Contacto de relé, flotante	
Capacidad del contacto	CA	< 250 V / < 3 A / < 750 VA
	CC	< 30 V / < 3 A / < 90 W
Comportamiento del contacto	N/C (tipo libre de fallos)	
Tiempo de retardo	0000 ... 0600 s	
<b>Contacto de lavado</b>	Contacto de relé, flotante para el control de un sistema de limpieza automático	
Capacidad del contacto	CA	< 250 V / < 3 A / < 750 VA
	CC	< 30 V / < 3 A / < 90 W
Comportamiento del contacto <sup>*)</sup>	N/C o N/O	
Tiempo de intervalo <sup>*)</sup>	000,0 ... 999,9 h (000,0 h = función de limpieza desactivada)	
Duración de limpieza <sup>*)</sup>	0000 ... 1999 s	
<b>Juego de parámetros A/B</b>	para señalar el juego de parámetros A/B	
Capacidad del contacto	CA	< 250 V / < 3 A / < 750 VA
	CC	< 30 V / < 3 A / < 90 W
Comportamiento del contacto <sup>*)</sup>	Contacto abierto:	Juego de parámetros A activo
	Contacto cerrado:	Juego de parámetros B activo

# Datos técnicos

<b>Límites Rel1/Rel2</b>	Contactos Rel1/Rel2, flotantes, pero interconectados	
Capacidad del contacto	CA	< 250 V / < 3 A / < 750 VA
	CC	< 30 V / < 3 A / < 90 W
Comportamiento del contacto <sup>*)</sup>	N/C o N/O	
Tiempo de retardo <sup>*)</sup>	0000 ... 9999 s	
Puntos de conmutación <sup>*)</sup>	Dentro del rango de medición	
Histéresis <sup>*)</sup>	Programable	
<b>Regulador de proceso PID</b>	Salida a través de los contactos de relé Rel1/Rel2 (ver límites)	
Valor de consigna <sup>*)</sup>	Dentro del rango de medición elegido	
Zona muerta <sup>*)</sup>	0 ... 50 % / 0 ... 5 mg/l / 0 ... 5 ppm / 0 ... 5% vol. / 0 ... 50 K	
Acción P <sup>*)</sup>	Ganancia	Kp: 0010 ... 9999 %
Acción I <sup>*)</sup>	Tiempo de acción integral	Ti: 0000 ... 9999 s (0000 s = acción I desactivada)
Acción D <sup>*)</sup>	Tiempo de acción derivada	Td: 0000 ... 9999 s (0000 s = acción D desactivada)
Tipo de regulador <sup>*)</sup>	Regulador de duración de impulsos o de frecuencia de impulsos	
Periodo de impulsos <sup>*)</sup>	0001 ... 0600 s, duración de conexión mín. 0,5 s (regulador de duración de impulsos)	
Frecuencia de impulsos máx. <sup>*)</sup>	0001 ... 0180 rpm (regulador de frecuencia de impulsos)	
<b>Reloj en tiempo real</b>	Se pueden seleccionar distintos formatos de hora y fecha	
Reserva de marcha	> 5 días	
<b>Indicación</b>	Pantalla LC, 7 segmentos con símbolos	
Pantalla principal	Altura de caracteres aprox. 22 mm, unidad de medición aprox. 14 mm	
Pantalla auxiliar	Altura de caracteres aprox. 10 mm	
Línea de texto	14 caracteres, 14 segmentos	
Sensoface	3 indicadores de estado (cara sonriente, neutra, triste)	
Indicaciones de estado	meas, cal, conf, diag	
	Otros pictogramas adicionales para configuración y mensajes	
Indicación de alarma	Indicador parpadea y luz de fondo roja	

<b>Teclado</b>	Teclas: meas, menu, info, 4 teclas de cursor, enter
<b>Comunicación HART</b>	HART Versión 6 Comunicación digital mediante modulación FSK de la corriente de entrada 1  Identificación de aparatos, valores de medición, estado y mensajes, configuración, calibración, actas
<b>Condiciones</b>	Corriente de salida $\geq 3,8$ mA y resistencia de carga $\geq 250 \Omega$
<b>Interfaz IrDA</b>	Interfaz infrarrojo para actualización de firmware
<b>FDA 21 CFR Parte 11</b>	Control de entrada mediante passcodes modificables  En caso de cambio de configuración, entrada en el diario de registro y Flag por medio de HART  Mensaje y entrada en el diario de registro al abrirse la carcasa
<b>Funciones de diagnóstico</b>	
Datos de calibración	Fecha de calibración, punto cero y pendiente
Autoverificación del aparato	Test de pantalla, test automático de memoria (RAM, FLASH, EEPROM), test de módulo
Diario de registro	100 eventos con fecha y hora
Diario de registro ampliado (TAN)	Audit Trail: 200 eventos con fecha y hora
<b>Funciones de servicio</b>	
Control sensor	Indicación de las señales de sensor directas
Generador de corriente	Corriente especificable para las salidas 1 y 2 (00,00 ... 22,00 mA)
Test de relés	Excitación manual de los cuatro contactos de conmutación
Regulador manual	Variable de control definible directamente (activación de circuitos de regulación)
IrDA	Habilitación de la funcionalidad IrDA
Passcodes	Asignación de passcodes para el acceso a los menús
Configuración de fábrica	Reposición de todos los parámetros a la configuración de fábrica
TAN	Habilitación de funciones adicionales disponibles opcionalmente
<b>Conservación de datos</b>	Parámetros, datos de calibración y diario de registro > 10 años (EEPROM)

# Datos técnicos

CEM	EN 61326-1 (exigencias generales)	
Emisión de interferencias	Clase B (área residencial)	
Resistencia a interferencias	Área industrial DIN EN 61326-2-3	
Protección contra explosión Stratos Pro A4...B OXY	IECEX	Ex nA II T4 / Ex tD A22 IP5X T 85 °C
	ATEX	II 3 G Ex nA II T4 / II 3 D Ex tD A22 IP54 T85 °C
	FM	C/US NI/I/2/ABCD/T4 / S/II,III/2/FG/T4, Type 4X
		C I/2/Ex nA IIC T4 / 22/Ex tD T85 °C, Type 4X
		US I/2/AEx nA IIC T4 / 22/AEx tD T85 °C, Type 4X
	CSA	C/US Class I,II,III Div 2, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Type 4X
		C Ex nA II T4 / DIP/II,III/2/EFG, Type 4X
		US AEx nA II T4 / II, III/22/AEx tD 22, T85 °C, Type 4X
	NEPSI	Ex nA II T4 / DIP A22 TA,T6
	GOST	2ExnAII T4 / DIP A22 TA 85 °C
Energía auxiliar	24 (-15%) ... 230 (+10%) V CA/CC <sup>4)</sup> ; < 12 VA, < 4 W CA: 45 ... 65 Hz Categoría de sobretensión II, clase de protección II	
Condiciones de funcionamiento nominal		
Temperatura ambiente	-20 ... +55 °C	
Temperatura de transporte / almacén	-30 ... +70 °C	
Humedad relativa	10 ... 95% sin condensación	
Energía auxiliar	24 (-15%) ... 230 (+10%) V CA/CC (CC ≤ 80V)	
Frecuencia con CA	45 ... 65 Hz	



<b>Carcasa</b>	Carcasa de plástico de PBT reforzado por fibra de vidrio, PC
<b>Fijación</b>	Fijación a la pared, a un mástil o a un panel
<b>Color</b>	Gris RAL 7001
<b>Protección</b>	IP 67, NEMA 4X
<b>Combustibilidad</b>	UL 94 V-0
<b>Dimensiones</b>	148 mm x 148 mm
<b>Sección de panel</b>	138 mm x 138 mm según DIN 43 700
<b>Peso</b>	aprox. 1200 g
<b>Pasamuros</b>	3 perforaciones para racores atornillados M20 x 1,5 2 perforaciones para NPT ½ " o tubo metálico rígido
<b>Conexiones</b>	Bornes, sección transversal de conexión máx. 2,5 mm <sup>2</sup>

\*) programable

1) según EN 60746, en condiciones de funcionamiento nominal

2)  $\pm 1$  dígito


3) error del sensor no incluido

4) CC  $\leq$  80 V

# Actuación en caso de fallo

---

## Caso de fallo:

- La pantalla se ilumina con luz de fondo **roja**
- Se muestra el símbolo de alarma 
- La pantalla completa del valor de medición parpadea
- "**ERR xxx**" aparece en la línea de menú inferior

Mediante la tecla [**info**] se puede cargar un texto de fallo breve:

- En la línea de menú inferior aparece el texto de fallo breve
- En la pantalla principal se muestra "**InFo**".

## Error de parámetro:

Los datos de configuración como gama de corriente, valores límite, se comprueban en la introducción.

Si estos se subrayan o se tachan, entonces aparece

- durante 3 s "**ERR xxx**",
- la iluminación de fondo de la pantalla parpadea brevemente con color rojo,
- se muestra en la pantalla el valor máximo o mínimo,
- se repite la introducción

Si llega un parámetro erróneo a través de la interfaz (IrDA, HART), entonces

- se muestra un mensaje de error: "**ERR 100...199**"
- el parámetro erróneo se puede localizar con la tecla [**info**]

## Error de calibración:

Cuando aparecen errores en la calibración, entonces

- aparece un mensaje de error

## Sensoface:

Si Sensoface se entristece, entonces

- la iluminación de fondo de la pantalla cambia a lila
- se puede acceder a la causa con **info**
- se pueden ver los datos de calibración en el diagnóstico

Error	Info-Text (aparece en caso de fallo al pulsar la tecla Info)	Problema Posible causa
ERR 99	DEVICE FAILURE	<b>Error de los datos de compensación</b> EEPROM o RAM defectuosas Este mensaje de error solo aparece en caso de defecto completo. Es preciso reparar y ajustar de nuevo el aparato en la fábrica.
ERR 98	CONFIGURATION ERROR	<b>Error de los datos de configuración o de calibración</b> Error de memoria en el programa del aparato Datos de configuración o calibración erróneos, configure o calibre el aparato de nuevo por completo.
ERR 97	NO MODULE INSTALLED	<b>Ningún módulo</b> El módulo se debe introducir en fábrica.
ERR 96	WRONG MODULE	<b>Módulo incorrecto</b> El módulo se debe sustituir en fábrica.
ERR 95	SYSTEM ERROR	<b>Error del sistema</b> Es necesario reiniciar. En caso de no poder eliminar el error, se debe devolver el equipo.
ERR 01	NO SENSOR	<b>Sensor de O<sub>2</sub> *</b> Fallo del sensor El sensor no está conectado Cable del sensor interrumpido
ERR 02	WRONG SENSOR	<b>Sensor incorrecto *</b>
ERR 03	CANCELED SENSOR	<b>Sensor ISM desvalorizado *</b>

## Mensajes de error

Error	Info-Text (aparece en caso de fallo al pulsar la tecla Info)	Problema Posible causa
<b>ERR 04</b>	SENSOR FAILURE	<b>Fallo en el sensor *</b>
<b>ERR 05</b>	CAL DATA	<b>Fallo en los datos de Cal *</b>
<b>ERR 11</b>	RANGE DO SATURATION	<b>Rango de indicación no alcanzado / excedido</b> SAT saturación CONC concentración o GAS concentración volumétrica
<b>ERR 12</b>	SENSOR CURRENT RANGE	<b>Superado el rango de medición del sensor</b>
<b>ERR 13</b>	TEMPERATURE RANGE	<b>Rango de temperatura no alcanzado / excedido</b>
<b>ERR 15</b>	SENSOCHECK	<b>Sensocheck</b>
<b>ERR 60</b>	OUTPUT LOAD	<b>Fallo de carga</b>
<b>ERR 61</b>	OUTPUT 1 TOO LOW	<b>Corriente de salida 1</b> < 0 (3,8) mA
<b>ERR 62</b>	OUTPUT 1 TOO HIGH	<b>Corriente de salida 1</b> > 20,5 mA
<b>ERR 63</b>	OUTPUT 2 TOO LOW	<b>Corriente de salida 2</b> < 0 (3,8) mA
<b>ERR 64</b>	OUTPUT 2 TOO HIGH	<b>Corriente de salida 2</b> > 20,5 mA

\*) Memosens o sensores ISM

Error	Info-Text (aparece en caso de fallo al pulsar la tecla Info)	Problema Posible causa
<b>ERR 72</b>	FLOW TOO LOW	Caudal demasiado bajo
<b>ERR 73</b>	FLOW TOO HIGH	Caudal demasiado alto
<b>ERR 100</b>	INVALID SPAN OUT1	Error de configuración Span Out1 Margen de medición elegido demasiado pequeño
<b>ERR 101</b>	INVALID SPAN OUT2	Error de configuración Span Out2 Margen de medición elegido demasiado pequeño
<b>ERR 104</b>	INVALID PARAMETER CONTROLLER	Error de configuración regulador (solo A4...)
<b>ERR 105</b>	INVALID SPAN I-INPUT	Error de configuración I-Input

# Sensoface

---

(Sensocheck debe estar activado en la configuración)



El smiley en la pantalla (Sensoface) indica problemas del sensor (fallo del sensor, desgaste del sensor, fallo del cable, necesidad de mantenimiento). Las gamas de calibración admisibles y las condiciones para la apariencia sonriente, neutra o triste del Sensoface se resumen en la siguiente visión general. Los símbolos adicionales de la pantalla remiten a la causa del fallo.

## Sensocheck

Supervisa continuamente el sensor y las líneas de alimentación.

En caso de valores críticos, la cara Sensoface se “entristece” y el símbolo Sensocheck parpadea:



El mensaje de Sensocheck se emite también como mensaje de error Err 15. El contacto de alarma (solo A4...) está activo, la iluminación de fondo de la pantalla cambia a rojo, la corriente de salida 1 se establece en 22 mA (si está seleccionado en la configuración).












Es posible desactivar Sensocheck en la configuración (de este modo se desactiva también Sensoface).




### Excepción:

Al completarse una calibración se muestra siempre un smiley (cara sonriente) como confirmación.

### Nota:

El empeoramiento de un criterio Sensoface provoca el deterioro de la indicación Sensoface (el smiley se "entristece"). La mejora de la indicación Sensoface solo puede lograrse mediante una calibración o subsanando el defecto del sensor.

Pantalla	Problema	Status
	Punto cero y pendiente	 El punto cero y la pendiente del sensor todavía son correctos. Debería sustituirse pronto el sensor.
		 El punto cero asimetría y / o la pendiente del sensor han alcanzado valores que ya no garantizan una calibración perfecta. Sustituir el sensor.
	Temporizador de calibración	 Ya ha transcurrido más del 80% del intervalo de calibración.
		 Se ha superado el intervalo de calibración.
	Fallo del sensor	 Comprobar el sensor y sus conexiones (ver también mensaje de error Err 15).
	Tiempo de respuesta	 El tiempo de respuesta del sensor ha aumentado. Debería sustituirse pronto el sensor. Como mejora, intente limpiar el sensor, controlar electrolito y membrana.
		 Tiempo de respuesta del sensor notablemente mayor (> 600 s, interrupción de la calibración al cabo de 720 s) Controlar electrolito y membrana, en caso necesario cambiar el sensor.

Pantalla	Problema	Status
	Desgaste del sensor (solo en el caso de sensores digitales)	 <p>El desgaste es superior al 80%. Controlar electrolito y membrana.</p>
		 <p>El desgaste es cercano al 100%. Controlar electrolito y membrana, cambiarlos en caso necesario. <b>Nota:</b> En caso de cambiar la membrana o el electrolito restaurar el contador de desgaste en el menú SERVICE - SENSOR.</p>



## **Conformidad con FDA 21 CFR Parte 11**

La autoridad sanitaria estadounidense FDA (Food and Drug Administration) regula, en la directiva “Title 21 Code of Federal Regulations, 21 CFR Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures”, la creación y el tratamiento de documentos electrónicos en el marco del desarrollo y la producción farmacéuticos. De esta directiva se derivan requisitos a los aparatos de medición utilizados en estos ámbitos. Los aparatos de medición de esta serie cumplen los requisitos de la FDA 21 CFR, Parte 11, ya que poseen las siguientes características:

### **Electronic Signature (firma electrónica) – Passcodes**

El acceso a las funciones del aparato se regula y se limita mediante códigos de acceso ajustables – “Passcodes” (véase SERVICE). De este modo se puede evitar la modificación no autorizada de los ajustes del aparato y la manipulación de los resultados de medición. El manejo adecuado de estos códigos de acceso posibilita su utilización como firma electrónica.

### **Audit Trail (pista de auditoría)**

Es posible documentar automáticamente cualquier modificación (manual) de los ajustes del aparato. Para ello, cada vez que se realiza una modificación se coloca el marcador “Configuration Change Flag”, que puede ser consultado y documentado mediante la comunicación HART. De este modo, también los ajustes / parámetros del aparato modificados pueden ser consultados y documentados mediante la comunicación HART.

### **Diario de registro ampliado**

Con Audit Trail se señalizan además cargas de funciones (CAL, CONFIG, SERVICE), algunos mensajes de Sensoface (temporizador de calibración, desgaste), así como la apertura de la carcasa.

# Índice

---

21 mA señal de salida en el estado de funcionamiento HOLD 37  
22 mA señal de salida en el caso de fallo 128

## A

"A" se muestra en la pantalla 30  
Accesorios 118  
Actuación en caso de fallo 126  
Ajuste de la sonda de temperatura 104  
Ajuste del filtro de salida para salida de corriente 1 60  
Ajuste sonda de temperatura 104  
Ajustes de fábrica 115  
Alarma 10  
Alarma: Alarma de fallo 126  
Alarma: Características del contacto 71  
Alarma: Estado de funcionamiento 38  
Alarma: Fallo de corriente 72 sig.  
Alarma: Intervalo de retardo 70  
Alarma: Sensocheck 70  
Alarma: Supervisión del caudal 72  
Ambulance-TAN en caso de pérdida del passcode 115  
Audit Trail (pista de auditoría) 133  
Autoverificación automática del equipo 109  
Avisos de seguridad 12

## B

Bornes de conexión: Características 13  
Bornes de conexión: Ocupación de bornes 20 sig.

## C

Cableado 21  
Cableado conexión de sensores: Ejemplos 23  
Cables de señales 21  
Calibración 96  
Calibración de pendiente: Agua 102  
Calibración de pendiente: Aire 103  
Calibración de pendiente: Seleccionar medio de calibración 57  
Calibración de punto cero 98  
Calibración del producto 100  
Carcasa, montaje 7  
Carga inductiva 26  
CD-ROM 3  
Certificaciones, protección contra explosión, datos técnicos 124

Certificaciones, protección contra explosión, placa de características	13
Certificados: Cuaderno extra	3
Certificados: Visión general	19
CIP, Clean in Process	
Circuito protector, contactos de conmutación	26
Clase de aplicación, marcar placa de características	13
Clase de aplicación, placas de características	20
Código de pedido	118
Códigos de acceso: Establecer	115
Códigos de acceso: Para modos de funcionamiento	144
Códigos de error, mensajes de error	127
Colores de señalización	33
Colores en la pantalla	33
Compatibilidad del sensor	7
Compensación	68
Componentes de la carcasa	15
Conexión de sensor	22
Conexión sensores, ejemplos	25
Configuración	34
Configuración: Alarma	70
Configuración: Ciclos de esterilización	58
Configuración: Ciclos de limpieza	58
Configuración: Constante temporal del filtro de salida	60
Configuración: Contacto WASH	88
Configuración: Corrección	66
Configuración: Corriente de salida en caso de Error y HOLD	62
Configuración: Datos propios, original para copia	50
Configuración: Denominación del punto de medición	90
Configuración: Entrada CONTROL	68
Configuración: Función límite	74
Configuración: Grupos de menú	41
Configuración: Hora y fecha	90
Configuración: Regulador	86
Configuración: Salida de corriente 1	58
Configuración: Salida de corriente 2	64
Configuración: Sensocheck	70
Configuración: Sensor	54
Configuración: Visión general	43
Configurar la gama de corriente de salida 1	58
Configurar la gama de corriente de salida 2	64
Configurar señal de salida durante HOLD	63

Constante temporal del filtro de salida 61  
Contacto WASH 10  
Contacto WASH: Configuración 88  
Contacto WASH: Señalizar juego de parámetros 42  
Contacto: Alarma, configurar 73  
Contacto: Alarma, esquemáticamente 10  
Contacto: WASH, configurar 88  
Contacto: WASH, esquemáticamente 10  
Contactos de conmutación, esquemáticamente 10  
Control sensor 111  
CONTROL, entrada de conmutación flotante 72  
Corrección de presión 66  
Corrección, ajustes 66  
Corrección, introducción 8  
Cronómetro de calibración 57  
Cubierta protectora frente a la intemperie 17

## D

Datos de calibración 108  
Datos técnicos 119  
Deber de indicación 13  
Denominación del punto de medición ("TAG") 91  
Desgaste del sensor 132  
Desviación de regulación  $K_R[\%]$  82  
Devolución en caso de garantía 2  
Diagnóstico: Autoverificación automática del equipo 109  
Diagnóstico: Control sensor, valores de medición en curso 111  
Diagnóstico: Datos de calibración 108  
Diagnóstico: Versión de aparato y de software 111  
Diagnóstico: Versión de sensor 108  
Diario de registro 110  
Diario de registro ampliado, explicación 133  
Diario de registro ampliado, por medio de TAN 110  
Dimensiones 16  
Documentación, volumen de suministro 3

## E

Ejemplos de modo de conexión para la conexión de sensores 25  
Electronic Signature (firma electrónica) 133  
Eliminación 2  
Emisor/receptor IrDA: Activar 114  
Emisor/receptor IrDA: Datos técnicos 123

Emisor/receptor IrDA: Lugar 28  
Energía auxiliar 21  
Entrada CONTROL 39  
Entradas de control 9  
Entradas de control: Compensación de presión 67  
Entradas de control: CONTROL 68  
Entradas de control: HOLD 38  
Error de calibración 126  
Error de parámetro 126  
Especificar la corriente de salida 113  
Establecer passcode 115  
Estado de funcionamiento HOLD 37  
Estados de funcionamiento 116

## **F**

Fallo del sensor 131  
FDA 21 CFR Parte 11,  
    Requisitos que ha de cumplir el aparato de medición 133  
Fecha y hora, indicar 105  
Fecha y hora, uso 91  
Fix, señal de salida en el estado de funcionamiento HOLD 37  
FLOW 69 sig.  
Función de limpieza 88  
Función de limpieza, esquemáticamente 10  
Funciones de diagnóstico 34

## **G**

Garantía 2

## **H**

Habilitación de opciones 115  
Histéresis, aplicación 77  
HOLD: Activar de forma externa, manual 38  
HOLD: Comportamiento del regulador en HOLD 86  
HOLD: Comportamiento señal de salida 37  
HOLD: Configurar señal de salida 63  
HOLD: Estado de funcionamiento 37  
HOLD: Terminar 37  
Hora y fecha 91 sig.  
Hora, indicación 105

## I

- Iluminación de fondo de la pantalla 33
- Indicar datos del sensor 108
- Indicar número de serie 111
- Indicar tipo de aparato 111
- Indicar valores de medición 111
- Indicar versión de software 111
- Info-Text 127
- Instalación 19
- Instalación eléctrica 13
- Instalación: Avisos de seguridad 13
- Instalación: Memosens 23
- Instalación: Ocupación de bornes 20
- Introducir los valores 31
- IrDA 28
- IrDA: Datos técnicos 123
- IrDA: Posibilidades de error 126
- IrDA: Representación esquemática 11
- IrDA: Seleccionar 114
- Juego de parámetros A/B, introducción 8
- Juego de parámetros: Configurar externamente conmutación 68
- Juego de parámetros: Conmutar externamente 41
- Juego de parámetros: Conmutar manualmente 42
- Juego de parámetros: Datos de configuración propios 50
- Juego de parámetros: Indicación con contacto WASH 42

## L

- LAST, señal de salida en el estado de funcionamiento HOLD 37
- Límite 1, relé 74
- Límite 2, relé 78

## M

- Marcas registradas 143
- Meas, tecla para la carga de funciones 30
- Medición 105 sig.
- Medición del caudal 68
- Medición, modo de funcionamiento 30
- Memosens 92
- Memosens: Cable 23
- Memosens: Cambio de sensor 94
- Memosens: Conexión 93
- Mensaje por medio de la entrada CONTROL 39

- Mensajes Alarma y HOLD 39
- Mensajes de error 127
- Menú 35
- Menú de selección, opción de menú en la pantalla 31
- Menú: Configuración 40
- Modo de calibración 97
- Modo de diagnóstico 107
- Modo HOLD 37
- Modos de funcionamiento 34
- Montaje en panel 18
- Montaje en tubo 17
- Montaje: Carcasa 7
- Montaje: Montaje en panel 18
- Montaje: Montaje en tubo 17
- Montaje: Montaje mural 15

## **N**

- Número de serie 111

## **O**

- Ocupación de bornes 20
- Opción, visión general opciones TAN 118
- Opciones TAN, habilitar 115
- Opciones TAN, visión general 118
- Oxígeno: STANDARD 23

## **P**

- Pantalla, seleccionar pantalla principal 32
- Pantalla, símbolos y colores 29
- Passcode perdido 115
- Passcodes 144
- PFC, regulador de frecuencia de impulsos 83
- Placas de características 20
- Plano de fijación, montaje aparato 16
- Plano de montaje 16
- PLC, regulador de duración de impulsos 83
- Programa de suministro 118
- Protección contra explosión 124
- Puesta en servicio 12

## R

- Rango de medición 59
- Registrador de datos, explicación 8
- Registrador de datos, indicar entradas 110
- Regulador de duración de impulsos (PLC) 83 sig.
- Regulador de frecuencia de impulsos (PFC) 83 sig.
- Regulador PID: Configuración 84
- Regulador PID: Descripción 81
- Regulador: Configuración 84
- Regulador: Curva característica 81
- Regulador: Ecuaciones 82
- Regulador: Funciones 81
- Regulador: Introducción manual del valor de reglaje 114
- Regulador: Test 114
- Relé 1 74
- Relé 2 78
- Reposición a la configuración de fábrica 115
- Resistores protectores 26
- Restaurar el contador de desgaste del sensor (Memosens) 115

## S

- Salida de corriente 1 60
- Salida de corriente 2 64
- Salidas de señal 10
- Seleccionar modo de funcionamiento 31
- Seleccionar modo de medición 54
- Sensocheck: Activar 70
- Sensocheck: Significado de la simbología 130
- Sensoface: Causa de mensaje de error 126
- Sensoface: Significado de la simbología 130
- Sensores digitales, conexión y funcionamiento 92
- Señal de salida durante HOLD 37
- Señal de salida en el caso de fallo 128
- Servicio: Comunicación IrDA 114
- Servicio: Control sensor 113
- Servicio: Especificación salidas de corriente 113
- Servicio: Habilitar opciones 115
- Servicio: Passcodes 115
- Servicio: Preajuste de fábrica 115
- Servicio: Test de relés 113
- Servicio: Verificación del regulador 114



Suministro de corriente: Conectar 21  
Suministro de corriente: Valores de la alimentación de red 9  
Superficie de manejo 28

## **T**

TAG 91  
Tarea de medición oxígeno estándar 25  
Teclado 28  
Tejadillo protector 17  
Tensión de red 9  
Términos protegidos como propiedad intelectual 143  
Test de módulo 109  
Test de pantalla 109  
Test de relés 113  
Test EEPROM, Autoverificación del aparato 109  
Test FLASH 109  
Test RAM 109  
Tipo de protección: Indicar 13  
TRACES, medir trazas de oxígeno 24

## **U**

Uso conforme a lo prescrito 7  
Uso indebido previsible 12  
Utilización en áreas con peligro de explosión 19

## **V**

Versión de software 111  
Vida útil de los contactos 26  
Visión general juegos de parámetros 50  
Visión general: Ejemplo de utilización 11  
Visión general: Ocupación de bornes 14  
Vista general 7  
Volumen de suministro, documentación 3  
Volumen de suministro, total 15

## **W**

WASH 10  
WASH: Configurar el contacto 88

## **Z**

Zona neutra, regulador 84



# **Términos protegidos como propiedad intelectual**

---

Los siguientes términos están protegidos como propiedad intelectual en tanto que marcas registradas y, para simplificar, se nombran sin distinción en el manual de usuario.

Stratos®

Sensocheck®

Sensoface®

Calimatic®

GainCheck®

InPro® es una marca registrada de la firma Mettler-Toledo.

Memosens® es una marca registrada de las firmas Endress+Hauser Conducta GmbH y Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG.

HART® es una marca registrada de la HART Communications Foundation.

# Passcodes

En el menú SERVICE – CODES puede establecer Passcodes para proteger el acceso a determinadas áreas funcionales.

Modo de funcionamiento	Código de acceso
<b>Servicio (SERVICE)</b>	<b>5555</b>
<b>Diagnóstico (DIAG)</b>	
<b>Estado de funcionamiento HOLD</b>	
<b>Calibración (CAL)</b>	
<b>Configuración (CONF)</b>	

---

## **Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG**



P.O. Box 37 04 15

D-14134 Berlin

Tel: +49 (0)30 - 801 91 - 0

Fax: +49 (0)30 - 801 91 - 200

Internet: <http://www.knick.de>

[knick@knick.de](mailto:knick@knick.de)